# Protocole n°38

# Coloration par l'Hémalun-Eosine-Safran et variantes

### Principe:

Cette coloration trichromique de routine associe un colorant nucléaire, l'Hémalun de Mayer, un colorant xanthènique, l'Eosine ou la phloxine B ou l'érythrosine 239, et un colorant électif du collagène du tissu conjonctif, le Safran.

La coloration nucléaire est dite « progressive » : on l'arrête au moment où les structures nucléaires sont colorées de façon optimale. La contre-coloration est réalisée avec deux colorants. Le premier est un colorant xanthènique, l'Eosine ou la Phloxine B ou l'Erythrosine 239. Il colore le cytoplasme, les lames élastiques et les hématies. Le second est un colorant naturel, le Safran. Il colore de façon élective le collagène des tissus conjonctifs.

#### Produits nécessaires à la coloration :

Hémalun de Mayer

Réf. 320550- 1000 ou 2500 mL

Eosine en solution aqueuse à 1%

Réf. 312740- 0125, 1000 ou 2500 mL

Phloxine B en solution aqueuse à 3%

Réf. 350750- 1000 mL

Erythrosine 239 en solution aqueuse à 1%

Réf. 361820- 1000 mL

Safran en solution alcoolique

Réf. 369200- 0250, 0500 ou 1000 mL

HistoRAL, milieu de montage

Réf. 361210- 500 mL

# Préparation des échantillons :

Les échantillons doivent être préparés conformément aux méthodes en vigueur dans le laboratoire, en l'application de l'Arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale, J.O. n°287 du 11 décembre 1999.

### Mode opératoire :

Veuillez lire attentivement l'intégralité des informations qui suivent avant d'utiliser le produit.

- Déparaffiner puis hydrater la coupe.
- Coloration nucléaire par l'Hémalun de Mayer pendant 3 à 5 minutes.
- Rincer la lame dans un bain d'eau courante et laisser en contact pendant 3 à 5 minutes (indispensable pour différencier l'Hémalun de Mayer).
- Coloration cytoplasmique :
  - soit par l'Eosine en solution aqueuse à 1% pendant 5 à 7 minutes
  - soit par la Phloxine B en solution aqueuse à 3% pendant 2 minutes environ
  - soit par l'Erythrosine 239 en solution aqueuse à 1% pendant 5 minutes
- Rincer à l'eau courante.
- Déshydrater successivement dans les alcools de degré croissant jusqu'à l'alcool absolu.
- Coloration du collagène par le Safran en solution alcoolique pendant 5 à 8 minutes.
- Rincer brièvement dans un bain d'alcool absolu.
- Passer dans le toluène ou xylène.
- Monter avec un milieu de montage adapté à base de toluène/xylène.

#### Résultats:

Noyaux : bleu à bleu noir

Collagène : jaune d'or à ocre (le mucus, la substance fondamentale du cartilage ou de l'os sont également colorés en jaune)

Cytoplasmes: rose

Lames élastiques : rose

Hématies : rose vif.

## Recommandations et/ou notes d'utilisation :

Produit destiné à un usage exclusivement professionnel pour le Diagnostic in vitro. L'enlèvement et le traitement des déchets chimiques et biologiques doivent être effectués par une entreprise spécialisée et agrée.

Stockage: 15 - 25 °C à l'abri de la lumière.

Les temps de coloration peuvent varier en fonction de la nature du tissu et de l'épaisseur de la coupe.

# Références Bibliographiques :

**GANTER P., JOLLES G.,** Histochimie normale et pathologique, éd. GAUTHIER-VILLARS, vol. 2, 1970, p. 1419-1420.





