

Anses en Contracid

**10 à 20 fois moins cher
que les anses en platine**

Le CONTRACID est un alliage spécial pouvant être porté à incandescence et remplaçant ainsi avantageusement le platine.

anses longueur 100 mm

référence	Ø fil / Ø anse	Prix HT l'unité
AC100/0,5/1	0,5 / 1 mm	
AC100/0,5/3	0,5 / 3 mm	
AC100/0,7/1	0,7 / 1 mm	
AC100/0,7/2	0,7 / 2 mm	
AC100/0,7/3	0,7 / 3 mm	
AC100/0,7/5	0,7 / 5 mm	