


## Tiges à hélice à 2 pales en acier inox pales fixes ou mobiles



référence	tige (Ø x l)	Ø hélice	Prix HT
<b>A - pales fixes</b>			
BC9703	Ø 8 x 300 mm	Ø 50 mm	
BC9704	Ø 8 x 400 mm	Ø 50 mm	
BC9705	Ø 8 x 500 mm	Ø 50 mm	
<b>B - pales mobiles</b>			
BC9603	Ø 8 x 300 mm	Ø 60 mm	
BC9604	Ø 8 x 400 mm	Ø 60 mm	
BC9605	Ø 8 x 500 mm	Ø 60 mm	

## Tiges à hélice à 3 pales en acier inox




référence	tige (Ø x l)	Ø hélice	Prix HT
BC9100	Ø 6 x 300 mm	Ø 50 mm	
BC9101	Ø 6 x 400 mm	Ø 50 mm	
BC9102	Ø 6 x 500 mm	Ø 50 mm	
BC9103	Ø 8 x 300 mm	Ø 50 mm	
BC9104	Ø 8 x 400 mm	Ø 50 mm	
BC9105	Ø 8 x 500 mm	Ø 50 mm	
BC9108	Ø 6 x 500 mm	Ø 70 mm	
BC9109	Ø 8 x 300 mm	Ø 70 mm	
BC9110	Ø 8 x 400 mm	Ø 70 mm	
BC9111	Ø 8 x 500 mm	Ø 70 mm	
BC9112	Ø 10 x 300 mm	Ø 100 mm	
BC9113	Ø 10 x 400 mm	Ø 100 mm	
BC9114	Ø 10 x 500 mm	Ø 100 mm	

## Tiges à pales centrifuges en acier inox



référence	tige (Ø x l)	Ø hélice	Prix HT
BC9209	Ø 8 x 300 mm	Ø 90/15 mm	
BC9210	Ø 8 x 400 mm	Ø 90/15 mm	
BC9211	Ø 8 x 500 mm	Ø 90/15 mm	
BC9212	Ø 10 x 300 mm	Ø 90/15 mm	
BC9213	Ø 10 x 400 mm	Ø 90/15 mm	
BC9214	Ø 10 x 500 mm	Ø 90/15 mm	

## Tiges à hélice à 4 pales en acier inox pales droites ou courbées



référence	tige (Ø x l)	Ø hélice	Prix HT
<b>A - pales droites</b>			
BC9053	Ø 8 x 300 mm	Ø 50 mm	
BC9054	Ø 8 x 400 mm	Ø 50 mm	
BC9055	Ø 8 x 500 mm	Ø 50 mm	
BC9056	Ø 10 x 300 mm	Ø 100 mm	
BC9057	Ø 10 x 400 mm	Ø 100 mm	
BC9058	Ø 10 x 500 mm	Ø 100 mm	
<b>B - pales courbées</b>			
BC9003	Ø 8 x 300 mm	Ø 50 mm	
BC9004	Ø 8 x 400 mm	Ø 50 mm	
BC9005	Ø 8 x 500 mm	Ø 50 mm	
BC9009	Ø 8 x 300 mm	Ø 100 mm	
BC9010	Ø 8 x 400 mm	Ø 100 mm	
BC9011	Ø 8 x 500 mm	Ø 100 mm	

## Tiges à palettes à 3 trous en acier inox



référence	tige (Ø x l)	Ø hélice	Prix HT
BC9403	Ø 8 x 300 mm	Ø 70 mm	
BC9404	Ø 8 x 400 mm	Ø 70 mm	
BC9405	Ø 8 x 500 mm	Ø 70 mm	
BC9406	Ø 10 x 300 mm	Ø 70 mm	
BC9407	Ø 10 x 400 mm	Ø 70 mm	
BC9408	Ø 10 x 500 mm	Ø 70 mm	

## Tiges à palettes à 6 trous en acier inox



référence	tige (Ø x l)	Ø hélice	Prix HT
BC9503	Ø 8 x 300 mm	Ø 70 mm	
BC9504	Ø 8 x 400 mm	Ø 70 mm	
BC9505	Ø 8 x 500 mm	Ø 70 mm	
BC9506	Ø 10 x 300 mm	Ø 70 mm	
BC9507	Ø 10 x 400 mm	Ø 70 mm	
BC9508	Ø 10 x 500 mm	Ø 70 mm	