


DESTOCKAGE CMK60

CMK60 compte-minute à kaléidoscope

kaléidoscope intégré pour la visualisation instantanée du mouvement

- un kaléidoscope placé au centre du disque permet la visualisation instantanée du mouvement de rotation et donc du bon fonctionnement
- mécanisme piloté par une horloge électronique à quartz
- programmation du temps directement grâce au disque
- gamme 0 à 60 minutes
- graduations en minute
- alarme sonore puissante en fin de cycle de comptage
- dimensions : 58 x 58 x 23 mm/67 gr.
- livré avec pile



CMK60 Compte-minute à kaléidoscope

CMK60

Stock : 4.

Prix neuf : 20,00 €.

Prix destockage : 18,50 €.

Offre valable dans la limite des stocks disponibles