

AGITATEURS MAGNETIQUES

Agitateurs magnétiques ultra-plats

- étanches
- capacité : jusqu'à 3 litres
- ultra-plats : hauteur 35mm
- régulateur électronique de vitesse

Etanchéité

utilisation en toute sécurité dans des conditions extrêmes :

- en étuve (jusqu'à 56°C)
- en chambre humide (jusqu'à 80% HR)
- en présence de vapeurs ou de produits agressifs

Caractéristiques générales

- capacité : jusqu'à 3 litres
- vitesse réglable : 100 à 1000 t/mn
- régulateur électronique : vitesse constante quelle que soit la viscosité ou la quantité du milieu agité
- 3 coloris : gris, rose ou vert
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +56°C, jusqu'à 80% HR
- alimentation : 220V (avec transformateur)
- dimensions (Lxlxh) / poids : 200x150x35 mm / 1,4 kg

GV1100 Agitateur magnétique gris

GV1101 Agitateur magnétique rose

GV1102 Agitateur magnétique vert

