

Accessoires pour agitateurs magnétiques



Housse de protection

résiste à la plupart des acides, bases et solvants organiques

H99 Housse de protection IKA

Grille d'isolation thermique

empêche le transfert au milieu agité, de la chaleur dégagée par le moteur (ne pas utiliser sur une plaque chaude !)

H90 Grille d'isolation thermique

Cuves en acier inoxydable

H15 Cuve acier inox avec poignée, Ø 140x125 mm, 1,5 litre

H28 Cuve en acier inox, Ø 140x170 mm, 2 litres