

DESTOCKAGE LMR201

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

LMR200
revêtement absorbant

papier filtre spécial
ABSORBANT,
avec couche
sous-jacente
en polyéthylène

- pour recouvrir les paillasses, les meubles et protéger le personnel, les revêtements absorbants LMR200 sont placés côté polyéthylène sur les paillasses, les tables, les armoires, les cages d'animaux, les hottes, les chambres humides, etc.
- les liquides renversés sont absorbés par la couche absorbante supérieure; on peut ainsi récupérer des liquides précieux et préserver les meubles et le personnel des liquides toxiques, corrosifs ou infectieux
- une imprégnation préalable avec un désinfectant est efficace dans les laboratoires de microbiologie
- le revêtement mouillé peut servir à maintenir un degré d'humidité dans les chambres humides



le carton de 50 formats

formats 520 x 420 mm
LMR201 Revêtement absorbant
le carton de **50 formats**

- capacité d'absorption : jusqu'à 500 ml / m²
- poids : 65 g/m²

LMR201

Stock : 27 paquets.

Prix destockage : 9,50 € le paquet de 50 formats.

Offre valable dans la limite des stocks disponibles