

# MX850

## secoueur giratoire secoueur va-et-vient grande capacité

- grande capacité
- fonctionnement silencieux
- régulateur électronique de vitesse



### Système de fixation rapide universel

- convient pour de très nombreuses applications : Erlenmeyers, ballons à fond plat, ballons à fond rond, tubes, etc.
- composé d'un support de base et de 4 rouleaux de maintien recouverts de mousse : les rouleaux sont montés sur un cadre de base de 310 x 310 mm permettant un réglage horizontal et vertical (jusqu'à 150 mm) pour recevoir toute sorte de verrerie
- le support de base est recouvert d'un revêtement antidérapant, permettant une utilisation sans rouleaux de maintien (agitation de plaques de microtitration, flacons de culture, etc.)

#### MXG850 secoueur giratoire

- charge maximum : 10 kg
- régulateur de vitesse réglable en continu de 50 à 250 tours/min
- amplitude 16 mm
- dim. (lpxh) : 360 x 360 x 200 mm
- poids : 11 kg

**MXG850** Secoueur giratoire complet avec dispositif de fixation standard **1370,00 €**

#### MXV850 secoueur va-et-vient

- charge maximum : 5 kg
- régulateur de vitesse réglable en continu de 50 à 200 osc/min
- amplitude 20 mm
- dim. (lpxh) : 360 x 360 x 200 mm
- poids : 11 kg

**MXV850** Secoueur va-et-vient complet avec dispositif de fixation standard **1370,00 €**

### Support de base géant pour MXG850



- support de base 510 x 510 mm
- équipé de 6 rouleaux de maintien
- vitesse maximum de fonctionnement : 150 tr/min
- exemples de capacité : 30 fioles de 250 ml, 16 fioles de 500 ml ou 9 fioles de 1 litre

**MX850SG** Support de base géant équipé de 6 rouleaux **385,00 €**