

# Bains-marie 110°C et 200°C

- 4 capacités : 6 à 45 litres
- bains-marie analogiques ou digitaux
- construction intérieure et extérieure en acier inoxydable selon modèle



## Construction robuste en acier inox

- cuve en **acier inoxydable**
- panneau de commande frontal protégé d'éventuels débordements
- sécurité de température classe 2
- voyant lumineux de chauffe

## Gamme de température

- **bains-marie 110°C** : ambiante+5°C à +110°C, homogénéité ± 1°C
- **bains-marie 200°C** : ambiante+5°C à +200°C, homogénéité ± 1,5°C

## Bains analogiques

- réglage de température grâce à un bouton avec échelle graduée avec indications numériques en °C

## Bains électroniques avec affichage digital LED

- régulateur électronique de température avec capteur de température Pt100
- affichage digital, résolution 1°C
- robinet de vidange incorporé à l'arrière

## Couvercles et plaque de fond de cuve

- couvercle **forme toit**
- couvercles à **anneaux concentriques** : 4 anneaux concentriques par ouverture
- **plaque de fond de cuve en acier inox hauteur 20 mm incluse** (autre hauteur sur demande)

e e-code :  
SB110

| capacité                                                    | 6 litres           | 12 litres          | 20 litres          | 45 litres          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| dim. int. du bain (lxpxh)                                   | 300 x 140 x 150 mm | 300 x 300 x 150 mm | 480 x 300 x 150 mm | 620 x 500 x 150 mm |
| dim. ext. (lxpxh)                                           | 335 x 200 x 230 mm | 365 x 350 x 230 mm | 540 x 335 x 230 mm | 660 x 560 x 230 mm |
| poids                                                       | 4 Kg               | 6 Kg               | 8 Kg               | 18 Kg              |
| puissance bains 110°C                                       | 600 W              | 1200 W             | 1600 W             | 2500 W             |
| puissance bains 200°C                                       | 1000 W             | 1500 W             | 2000 W             | 4000 W             |
| <b>bains cuve en acier inox, boîtier époxy - analogique</b> |                    |                    |                    |                    |
| bains 110°C                                                 | SB110              | SB111              | SB112              | SB113              |
| bains 200°C                                                 | SB200              | SB201              | SB202              | SB203              |
| <b>bains cuve et boîtier en acier inox - analogique</b>     |                    |                    |                    |                    |
| bains 110°C                                                 | SB114              | SB115              | SB116              | SB117              |
| bains 200°C                                                 | SB204              | SB205              | SB206              | SB207              |
| <b>bains cuve et boîtier en acier inox - digital</b>        |                    |                    |                    |                    |
| bains 110°C                                                 | SB118              | SB119              | SB120              | SB121              |
| bains 200°C                                                 | SB208              | SB209              | SB210              | SB211              |
| <b>accessoires</b>                                          |                    |                    |                    |                    |
| couvercle forme toit                                        | SB300              | SB301              | SB302              | SB303              |
| couvercle à anneaux                                         | SB304              | SB305              | SB306              | -                  |
| <b>pièces détachées de remplacement</b>                     |                    |                    |                    |                    |
| plaque fond cuve (h=20mm)                                   | SB307              | SB308              | SB309              | SB310              |