

DESTOCKAGE

M3325 / M3925

Moules d'inclusion en plastique

**moules à usage unique
en matière plastique**

- moules en polystyrène à usage unique pour les inclusions
- aucun risque de contamination : inclusion de chaque fragment tissulaire dans son moule individuel
- peuvent être découpés en moules individuels
- stockage très peu encombrant car les plaques peuvent être superposées
- température maxi de la cire : 90°C
- vendus par lot de 100 plaques de 5 moules



référence	dimensions Lxlxp
M3325	33 x 25 x 13 mm
M3925	39 x 25 x 13 mm

référence	désignation	stock	état	Prix d'origine HT	Prix promo HT
M3325	Moules d'inclusion 33x25x13 mm, les 100 plaques	1	neuf	39,20 €	19,60 €
M3925	Moules d'inclusion 39x25x13 mm, les 100 plaques	1	neuf	39,20 €	19,60 €