

DESTOCKAGE

2

pH-MÈTRES

pH / mV-mètre économique de paillasse avec électrode

- ▶ simplicité d'utilisation
- ▶ étalonnage manuel
- ▶ boîtier robuste

- étalonnage manuel en 2 points (zéro et pente) : pédagogique, permet aux élèves de comprendre les caractéristiques d'une électrode
- compensation en température manuelle de 0 à +100°C
- gammes de mesure :
 - 0,00 à 14,00 pH, $\pm 0,01$ pH
 - ± 1999 mV ± 1 mV (ISE et REDOX)
 - large affichage digital, clavier ergonomique simple d'utilisation
 - boîtier robuste en plastique ABS
 - conditions ambiantes admissibles : de 0 à +50°C, jusqu'à 95% HR
- alimentation : 220 V
- dim. (l x p x h) : 240 x 182 x 74 mm / 1 kg
- livré complet avec électrode pH combinée remplissable, corps plastique, temp. 0 à +80°C, avec fiche BNC, câble long. 1 m



réf : APH209

~~307,00~~ € HT

pH / mV-mètre économique complet

190,00 € HT

référence	désignation	stock	état	Prix d'origine HT	Prix promo HT
APH209	pH / mV-mètre de paillasse avec électrode pH	1	neuf	307,00€	190,00€

2

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09

Conditions de vente particulières pour destockage, voir dernière page