

DESTOCKAGE

2

TIMERS

Décompteur à 4 canaux avec chronomètre



4 décompteurs et 1 chronomètre en un seul appareil !

: CMX41

- 4 touches permettent de sélectionner le canal et de programmer le temps de décompte souhaité
- à la fin de chaque compte à rebours, une sonnerie à **bip spécifique** du canal retentit pendant une minute (1 bip pour le canal 1, 2 bips pour le canal 2, etc.)
- le compteur continue à fonctionner après l'expiration du temps programmé

Autres fonctions

- **fonction horloge** sur 12 ou 24 heures
- **fonction réveil**
- **fonction calendrier** (date)
- **fonction chronomètre** : jusqu'à 99 h 59 min 59 s, au 1/100^{ème} de seconde, avec fonctions temps intermédiaire (SPLIT) et temps au tour (LAP)
- **fonction mémoire** : rappel de la dernière programmation pour chaque canal
- affichage LCD, 36 x 16 mm
- construction robuste en ABS
- dim. (lxpxh) : 65 x 20 x 72 mm / 70 g
- affichage : 36 x 16 mm, chiffres : 10 mm
- utilisation sur paillasse grâce à son socle, sur une surface métallique (dos magnétique) ou clippé à une poche
- autonomie 1 an
- livré complet avec pile et mode d'emploi

Compteurs-décompteurs 100 heures

clavier décimal et fonction horloge-réveil



réf : CMX250

- affichage digital LCD, 36 x 16 mm
- décompte programmable jusqu'à 100 heures à l'aide du clavier numérique
- sonnerie de fin de décompte, durée 1 mn
- mémorisation de la dernière programmation
- utilisation sur table (béquille), fixé à une surface métallique (dos magnétique) ou clippé à une poche
- dim. (lxpxh) : 70 x 10 x 70 mm / 70 g
- livré complet avec pile (autonomie : 1 an)
- **compteur et décompteur** : programmation d'une durée (mode compteur ou décompteur), sonnerie en fin de cycle
- **fonction horloge** 24 heures à la seconde près
- **fonction réveil** avec programmation de l'alarme à une heure précise

Prix ~~24,50~~ € HT
Décompteur à 4 canaux avec chronomètre
11,50 € HT

Dans la limite des stocks disponibles

Prix ~~23,00~~ € HT
Compteurs-décompteurs 100 heures
19,50 € HT

référence	désignation	stock	état	Prix d'origine HT	Prix promo HT
CMX41	Décompteur à 4 canaux avec chronomètre	10	neuf	24,50 €	11,50 €
CMX250	Compteur/Décompteur fonction horloge	4	neuf	23,00 €	19,50 €

2