

DESTOCKAGE

11

BALANCES

Balance compacte, 6 kg

DKD
Certificat
Possible

2
Garantie
Ans



Standard

Balance compacte
L'idéal lorsqu'une "grande"
n'est pas encore rentable



Plateau acier
inoxydable
170 x 150 mm



Housse de protection
sur le clavier et le carter standard.

**Poids de
contrôle
inclus**

Option:
Certificat DKD,
KERN 960-477

Programme d'ajustage CAL
garantit une haute précision

Fonction. par pile possible

Pile monobloc (9 V) non inclus
Fonction AUTO-OFF, se déclenchant après 5 min afin d'économiser les piles

Modèle	Lecture	Portée	Reproductibilité	Linéarité	Poids par pièce min. comptage	Plateau acier inoxydable mm
KERN	d g	Max g	g	g	g	mm
440-53	1	6000	1	± 2	2	170 x 150

Dimensions balance L x P x H 165 x 230 x 80 mm. Poids net env. 1 kg. Affichage LCD avec hauteur de chiffres 15 mm. Comptage avec référence 5, 10, 25, 50 pièces.

Prix ~~180,00~~ € HT

Balance compacte 440-53 :

95,00 € HT



référence	désignation	stock	état	Prix d'origine	Prix Destockage
440-53	Balance compacte, portée 6kg	76	neuf	180,00 €	95,00 €

11

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com

Tél. 01 45 32 62 54 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.02.2011, sans engagement