

# DESTOCKAGE

17

ANALYSES DES EAUX

## Enceintes réfrigérées pour appareils à DBO-5



- enceintes compactes
- excellente homogénéité de température par circulation forcée

- pour appareils à DBO-5, 6 ou 10 postes
- un groupe de chauffage et un groupe de réfrigération assurent une stabilité parfaite de la température

ERD2 : régulateur électronique de température 0 à 49,9°C



référence	ERD2
capacité en appareil	2
température	0,0 à 49,9°C
régulateur électronique de temp.	oui
puissance	350 W
dimensions (LxIxh) / poids	560x540x1320 mm / 50 kg
Prix HT	-

Prix ~~1690,00~~ € HT

Enceintes réfrigérées ERD2 :

**950,00** € HT

référence	désignation	stock	état	Prix d'origine	Prix Destockage
ERD2	Enceinte réfrigérée pour 2 appareils DBO	1	comme neuf	1690,00 €	950,00 €

17

LABOMODERNE  
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com

Tél. 01 45 32 62 54 - Fax 01 45 32 01 09  
Prix HT départ au 01.02.2011, sans engagement