

Microtubes et barrettes PCR

- ▶ exempts de DNase et RNase et d'inhibiteurs de PCR
- ▶ apyrogènes

Microtubes PCR 0,2 ml



1 tubes autoclavables avec capuchon solidaire plat

2 tubes autoclavables avec capuchon solidaire à dôme

3 tubes QPCR avec capuchon solidaire plat - optiquement clair

	couleur	naturel	jaune	bleu		Prix HT
1	référence	NX8000	NX8001	NX8002	les 1000	28,80 € / 1000
2	couleur	naturel	jaune	bleu		
	référence	NX8010	NX8011	NX8012	les 1000	28,80 € / 1000
3	couleur	naturel				
	référence	NX5506			les 1000	56,80 € / 1000

Microtubes PCR 0,2 ml en barrette

barrettes de tubes avec barrettes de capuchons à dôme



1 barrettes de 8 tubes et barrettes de 8 capuchons à dôme naturels

2 barrettes de 12 tubes et barrettes de 12 capuchons à dôme naturels

	couleur	naturel		Prix HT
1	référence	NX5700	les 125	98,00 € / 125
2	référence	NX5701	les 80	118,00 € / 80

barrettes de tubes avec barrettes de capuchons solitaires



1 barrettes de 8 tubes solitaires avec barrettes de 8 capuchons naturels à dôme

2 barrettes de 8 tubes solitaires avec barrettes de 8 capuchons naturels plats

3 barrettes de 8 tubes QPCR solitaires avec barrettes de 8 capuchons percables

	couleur	naturel		Prix HT
1	référence	NX5710	les 125	98,00 € / 125
2	référence	NX5711	les 125	82,60 € / 125
3	référence	NX5712	les 125	87,60 € / 125

Microtubes PCR 0,2 ml en barrette (suite)

barrettes de tubes avec capuchons solidaires plats




	couleur	naturel		Prix HT
1	barrettes de 8 tubes avec capuchons naturels	référence	NX5720 les 120	118,00 € / 120
2	barrettes de 8 tubes "low-profile" avec capuchons naturels	référence	NX5721 les 120	118,00 € / 120
3	barrettes de 8 tubes QPCR avec capuchons perçables optiquement clair	référence	NX5722 les 120	97,50 € / 120

barrettes de tubes autoclavables avec capuchons solidaires



	couleur	naturel		Prix HT
1	barrettes de 8 tubes avec capuchons plats solidaires	référence	NX5730 les 125	219,00 € / 125
2	barrettes de 8 tubes avec capuchons à dôme solidaires	référence	NX5731 les 125	219,00 € / 125

barrettes de tubes et capuchons séparés



	couleur	naturel		Prix HT
barrettes de 8 tubes naturels sans capuchon	référence	NX5740 les 125		75,80 € / 125
barrettes de 8 capuchons plats	référence	NX5741 les 125		25,30 € / 125

Microtubes PCR 0,5 ml



1	tubes autoclavables avec capuchon solide plat	couleur	naturel	jaune	bleu		Prix HT	
		référence	NX8100	NX8101	NX8102	les 1000	28,80 € / 1000	
2	tubes autoclavables avec capuchon solide à dôme	couleur	naturel	jaune	bleu			
		référence	NX8110	NX8111	NX8112	les 1000	28,80 € / 1000	
3	tubes gradués de 0,1 à 0,6 ml, autoclavables avec capuchon solide à dôme	couleur	naturel					
		référence	NX5600			les 1000	64,50 € / 1000	
4	tubes gradués de 0,1 à 0,6 ml, autoclavables avec capuchon solide plat	couleur	naturel	rouge	vert	jaune	bleu	
		référence	NX5610	NX5611	NX5612	NX5613	NX5614 les 1000	66,50 € / 1000

Microtubes 0,5 - 1,5 - 2,0 ml

en polypropylène - autoclavables à 121°C / 15 min

Microtubes 0,5 ml



		couleur	naturel	jaune	bleu		Prix HT
1	microtubes 0,5 ml standard - Ø8 x h30 mm - résistance -80 à +121°C	référence	NX8200	NX8201	NX8202	les 1000	19,80 € / 1000
2	microtubes 0,5 ml - Ø8 x h30 mm - gradués 0,1 à 0,6 ml - bande mate - résistance -80 à +121°C	couleur			naturel		
		référence			NX6001	les 1000	35,20 € / 1000
3	microtubes 0,5 ml spéciaux en résine pour protéines et PCR - Ø8 x h30 mm - gradués 0,1 à 0,6 ml - bande mate - résistance -80 à +121°C	couleur			naturel		
		référence			NX6002	les 500	38,20 € / 500

Microtubes 1,5 ml



		couleur	naturel	jaune	bleu	vert	rose		Prix HT
1	microtubes 1,5 ml standard non gradués - Ø11 x h39 mm, résistance -100 à +121°C	référence	NX6100	NX6101	NX6102	NX6103	NX6104	les 1000	16,40 € / 1000
2	microtubes 1,5 ml gradués 0,5 - 1,0 - 1,5 ml - Ø11 x h39 mm, bande mate, résistance de -80 à +121°C	couleur		naturel	jaune	bleu	vert		
		référence		NX6110	NX6111	NX6112	NX6113	les 500	22,60 € / 500
3	microtubes 1,5 ml gradués de 0,1 à 1,5 ml - Ø11 x h39 mm, capuchon plat, résistance de -80 à +121°C, exempts de RNase et DNase	couleur		naturel	jaune	bleu			
		référence		NX8300	NX8301	NX8302		les 1000	21,50 € / 1000
4	microtubes 1,5 ml gradués 0,5 - 1,0 - 1,5 ml, bande mate, résistance de +0 à +121°C	couleur			naturel				
		référence			NX6130			les 500	8,70 € / 500
5	microtubes gradués 0,5 - 1,0 - 1,5 ml, capuchon de sécurité, bande mate, résistance de -90 à +121°C	couleur			naturel				
		référence			NX6140			les 500	29,50 € / 500
6	microtubes gradués 0,5 - 1,0 - 1,5 ml, capuchon de sécurité et ergot de manipulation bande mate, résistance de -175 à +121°C	couleur			naturel				
		référence			NX6150			les 500	29,80 € / 500
7	microtubes "spécial protéines" gradués de 0,1 à 1,6 ml, résistance de -80 à +121°C	couleur			naturel				
		référence			NX6121			les 250	16,50 € / 250

Microtubes 2 ml



		couleur	naturel			Prix HT	
1	microtubes 2,0 ml gradués de 0,1 à 2,0 ml, résistance de -90 à +121°C	référence	NX6200		les 500	25,90 € / 500	
2	microtubes 2,0 ml "spécial protéines" en résine, gradués de 0,1 à 2,0 ml, résistance de -90 à +121°C	couleur		naturel			
		référence		NX6210	les 250	42,80 € / 250	
3	microtubes gradués 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 ml, bande mate, résistance de +20 à +121°C	couleur		naturel			
		référence		NX6220	les 500	7,90 € / 500	
4	microtubes gradués 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 ml, avec capuchon plat, résistance de -80 à +121°C, exempts de RNase et DNase	couleur	naturel	jaune	bleu		
		référence	NX8400	NX8401	NX8402	les 1000	28,90 € / 1000