

## Portoirs réfrigérants IsoFreeze®

- portoir réfrigérant pour le maintien des microtubes à température basse et stable
- pour réactifs PCR, cellules, enzymes ou tout autre réactif thermosensible
- conserve le froid jusqu'à 4 heures (suivant conditions ambiantes et autres paramètres)
- contient un gel non toxique dont la couleur évolue en fonction de la température : de vert (<0°C) à jaune (>0°C)
- température : -196°C à +121°C
- imperméable
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte



Portoir pour 96 x 0,2 ml

- portoir polypropylène : 96 microtubes 0,2 ml

Portoir pour 20 x 0,5 ml ou 20 x 1,5 / 2,0 ml

- portoir en polycarbonate réversible :  
1 face pour 20 microtubes 0,5 ml et  
1 face pour 20 microtubes 1,5 / 2,0 ml
- puits numérotés

capacité	température	temps de maintien	dimensions	matériau	référence	Prix HT
96 x tubes 0,2 ml	+4°C	4 heures	141 x 99 x 44 mm	polypropylène	AX5720 [1]	48,80 €
20 x tubes 0,5 ml ou 20 tubes x 1,5 / 2 ml	0°C	5 heures	172 x 180 x 70 mm	polycarbonate	AX5700 [2]	112,00 €
20 x tubes 0,5 ml ou 20 x tubes 1,5 / 2 ml	-10 et -20°C	3 heures	172 x 180 x 70 mm	polycarbonate	AX5710 [3]	108,00 €

### Portoirs réversibles 96 microtubes

96 x 0,5ml - 96 x 1,5 / 2 ml



- portoirs réversibles 96 places (8x12) : pour microtubes 1,5/2,0 ml d'un côté et pour microtubes 0,5 ml de l'autre
- deux poignées, emplacements alphanumériques
- le couvercle translucide se clipse sur le portoir, sur l'un ou l'autre des côtés, permettant de fermer le portoir pour protéger ou stocker les tubes, ou de rehausser le portoir
- coloris naturel ou assortis (bleu, vert, rose, jaune et orange)
- en polypropylène autoclavable

référence	Prix HT
WH1021 Portoirs réversibles pour 96 microtubes, coloris naturel, les 5	48,50 €
WH1022 Portoirs réversibles pour 96 microtubes, coloris assortis, les 5	48,50 €

### Portoir 96 places pour tubes PCR



- en polypropylène
- pour 96 tubes PCR® individuels 0,2 ml (8 x 12) ou pour barrettes de 8 ou 12 tubes
- repères alphanumériques
- couvercle translucide à charnière
- coloris naturel ou assortis (bleu, vert, rose, jaune et orange)
- dim. 130 x 98 x h33 mm

référence	Prix HT
WH1031 Portoirs 96 tubes PCR coloris naturel, les 5	34,40 €
WH1032 Portoirs 96 tubes PCR coloris assortis, les 5	34,40 €

### Portoirs 100 x microtubes



- portoirs en polypropylène haute densité, non-flottants
- emplacements numérotés
- autoclavables et superposables
- dimensions (l x p x h) : 262 x 108 x h45 mm

référence	coloris	Prix HT
AX3040	BLANC	9,80 €
AX3041	BLEU	9,80 €
AX3042	ROUGE	9,80 €
AX3043	JAUNE	9,80 €