


### Microtubes à capuchon vissant avec filetage externe

- en polypropylène
- certifiés sans DNase ni RNase
- apyrogènes
- centrifugation jusqu'à 17000 g

### Microtubes 0,5 ml capuchon vissant à filetage externe



capuchon scellé avec joint intérieur en silicone : vissez le capuchon jusqu'à ce que l'anneau scellé dépasse le pas de vis, le contenu est alors sécurisé, l'anneau scellé se brise à l'ouverture du capuchon, preuve que le tube a été manipulé

#### microtubes standard

microtubes Ø11 x h44 mm avec jupe, résistance de -190 à +121°C				couleur	naturel	Prix HT		
				référence	NX6300	les 1000	78,50 € / 1000	
1	capuchons étanches avec joint, résistance de -190 à +121°C	type	avec attache	sans attache				
		référence	NX6310	NX6311		les 1000	116,00 € / 1000	
inserts de couleur, résistance de -190 à +121°C				couleur	bleu	jaune	blanc	rouge
				référence	NX6320	NX6321	NX6322	NX6323
						les 500	19,80 € / 500	

#### microtubes opaques

microtubes Ø11 x h44 mm avec jupe, résistance de -190 à +121°C				couleur	opaque	Prix HT		
				référence	NX6400	les 1000	98,50 € / 1000	
2	capuchons opaques, résistance de -190 à +121°C	type	avec attache	sans attache				
		référence	NX6410	NX6411		les 1000	142,00 € / 1000	
inserts de couleur, résistance de -190 à +121°C				couleur	bleu	jaune	blanc	rouge
				référence	NX6320	NX6321	NX6322	NX6323
						les 500	19,80 € / 500	

#### microtubes striés

microtubes striés Ø10,2 x h45,4 mm avec jupe, résistance de -190 à +121°C				couleur	naturel	Prix HT	
				référence	NX6500	les 500	23,80 € / 500
3	capuchons couleur, résistance de -190 à +121°C	couleur	naturel	bleu	vert	rouge	jaune
		référence	NX6510	NX6511	NX6512	NX6513	NX6514
							46,10 € / 500

#### microtubes avec capuchon vissant de sécurité

4 microtubes Ø11 x h44 mm avec jupe et capuchon de sécurité, résistance de -196 à +121°C				couleur	naturel	Prix HT	
				référence	NX6600	les 1000	269,00 € / 1000

# Microtubes 1,5 ml capuchon vissant à filetage externe



capuchon scellé avec joint intérieur en silicone : vissez le capuchon jusqu'à ce que l'anneau scellé dépasse le pas de vis, le contenu est alors sécurisé, l'anneau scellé se brise à l'ouverture du capuchon, preuve que le tube a été manipulé

## microtubes standard

microtubes Ø11 x h44 mm avec jupe, résistance de -190 à +121°C				couleur	naturel	Prix HT	
				référence	NX6700	les 1000	69,50 € / 1000
microtubes Ø11 x h44 mm sans jupe, résistance de -190 à +121°C				couleur	naturel		
				référence	NX6701	les 1000	69,50 € / 1000
1	capuchons, résistance de -190 à +121°C	type	avec attache	sans attache			
		référence	NX6310	NX6311		les 1000	116,00 € / 1000
inserts de couleur, résistance de -190 à +121°C		couleur	bleu	jaune	blanc	rouge	
		référence	NX6320	NX6321	NX6322	NX6323	les 500 19,80 € / 500

## microtubes opaques

microtubes Ø11 x h44 mm avec jupe, résistance de -190 à +121°C				couleur	naturel	Prix HT	
				référence	NX6800	les 1000	102,70 € / 1000
microtubes Ø11 x h44 mm sans jupe, résistance de -190 à +121°C				couleur	naturel		
				référence	NX6801	les 1000	102,70 € / 1000
2	capuchons, résistance de -190 à +121°C	type	avec attache	sans attache			
		référence	NX6410	NX6411		les 1000	142,00 € / 1000
inserts de couleur, résistance de -190 à +121°C		couleur	bleu	jaune	blanc	rouge	
		référence	NX6320	NX6321	NX6322	NX6323	les 500 19,80 € / 500

## microtubes gradués

microtubes Ø10,3 x h43,6 mm sans jupe, résistance de -190 à +121°C				couleur	naturel	Prix HT	
				référence	NX6900	les 500	21,30 € / 500
3	capuchons couleur, résistance de -190 à +121°C	couleur	naturel	bleu	vert	rouge	jaune
		référence	NX6510	NX6511	NX6512	NX6513	NX6514


## microtubes striés

microtubes Ø10,3 x h43,6 mm avec jupe, résistance de -190 à +121°C				couleur	naturel	Prix HT	
				référence	NX6910	les 500	18,00 € / 500
4	capuchons couleur, résistance de -190 à +121°C	couleur	naturel	bleu	vert	rouge	jaune
		référence	NX6510	NX6511	NX6512	NX6513	NX6514

## microtubes avec capuchon vissant de sécurité

5 microtubes Ø11 x h44 mm avec jupe et capuchon de sécurité, résistance de -196 à +121°C				couleur	naturel	Prix HT	
				référence	NX7000	les 1000	240,50 € / 1000

## Microtubes 2,0 ml capuchon vissant à filetage externe



### microtubes standard

microtubes Ø11 x h44 mm avec jupe, résistance de -190 à +121°C				couleur	naturel		Prix HT			
				référence	NX7100	les 1000	79,30 € / 1000			
1	capuchons, résistance de -190 à +121°C	type	avec attache	sans attache						
		référence	NX6310	NX6311		les 1000	116,00 € / 1000			
inserts de couleur, résistance de -190 à +121°C				couleur	bleu	jaune	blanc	rouge		
				référence	NX6320	NX6321	NX6322	NX6323	les 500	19,80 € / 500

### microtubes opaques

microtubes Ø11 x h44 mm avec jupe, résistance de -190 à +121°C				couleur	opaque		Prix HT			
				référence	NX7200	les 1000	98,50 € / 1000			
2	capuchons, résistance de -190 à +121°C	type	avec attache	sans attache						
		référence	NX6410	NX6411		les 1000	142,00 € / 1000			
inserts de couleur, résistance de -190 à +121°C				couleur	bleu	jaune	blanc	rouge		
				référence	NX6320	NX6321	NX6322	NX6323	les 500	19,80 € / 500

### microtubes gradués

3 microtubes Ø11,6 x h44,5 mm sans jupe, résistance de -190 à +121°C				couleur	naturel		Prix HT				
				référence	NX7300	les 1000	44,80 € / 1000				
4 microtubes Ø11,6 x h44,5 mm avec jupe, résistance de -190 à +121°C				couleur	bleu	vert	rouge	jaune			
				référence	NX7310				les 1000	35,90 € / 1000	
capuchons couleur, résistance de -190 à +121°C				couleur	naturel	bleu	vert	rouge	jaune		
				référence	NX6510	NX6511	NX6512	NX6513	NX6514	les 500	46,10 € / 500

### microtubes striés

5 microtubes striés Ø11,6 x h44,5 mm avec jupe, résistance de -190 à +121°C				couleur	naturel		Prix HT				
				référence	NX7400	les 500	39,80 € / 500				
capuchons couleur, résistance de -190 à +121°C				couleur	naturel	bleu	vert	rouge	jaune		
				référence	NX6510	NX6511	NX6512	NX6513	NX6514	les 500	46,10 € / 500

### microtubes avec capuchon vissant de sécurité

6 microtubes Ø11 x h44 mm avec jupe et capuchon de sécurité, résistance de -196 à +121°C				couleur	naturel		Prix HT
				référence	NX7500	les 1000	269,00 € / 1000

## Microplaques

### Microplaques 96 puits



avec repérage  
alphanumérique

	fond en U	fond plat	fond en V		Prix HT
microplaque 96 x 200 µl	AB900016	AB900017	AB900018	5 sachets de 10	24,60 € / 50
couvercle	AB900019	AB900019	AB900019	5 sachets de 10	17,60 € / 50


### Microplaques 96 puits - stériles γ - emballage individuel



avec repérage  
alphanumérique

	fond en U	fond plat	fond en V		Prix HT
microplaque stérile 96 x 200 µl	AB900010	AB900011	AB900012	50 sachets unitaires	27,60 € / 50
couvercle stérile	AB900015	AB900015	AB900015	50 sachets unitaires	19,50 € / 50

### Microplaques 384 puits



				Prix HT
microplaque 384 puits - fond conique	AB900384	les 10		77,10 € / 10

## Plaque de stockage

### Plaque de stockage 96 puits




plaque de stockage en polypropylène  
transparent 96 puits et  
repérage alphanumérique

	1,1 ml	2,2 ml		Prix HT
plaque 96 puits	AB900196 <b>1</b>	AB900195 <b>2</b>	le sachet de 5	24,70 € / 5
couvercle silicone percable	AB900309 <b>3</b>	AB900309	le sachet de 5	55,80 € / 5


## Film adhésif pour plaque PCR

- film polypropylène pour le scellage de microplaques et plaques PCR, évite toute contamination entre les tubes et les plaques, prévient tout risque de perte des échantillons par évaporation, dim. (l x p) : 141 x 80 mm
- facile à coller et à décoller grâce à une languette blanche (larg. 5 mm) de chaque côté du film
- exempt de DNase, RNase et apyrogène
- film thermostable de -40°C à +125°C



référence	Prix HT
AB900300 Film adhésif, les 100	95,80 €

## Réplicateur de plaques 96 puits



- pour le transfert ou l'inoculation d'échantillons (réplication de plaques, spots directs sur membrane, etc.)
- convient pour microplaques 96 puits, fond en V ou fond en U
- prélève 10 µl par puits
- en polypropylène autoclavable

référence	Prix HT
TB1230 Réplicateur de plaques 96 puits	45,50 €