

## Micropipettes capillaires calibrées à usage unique

la technique idéale pour une très grande exactitude avec des micro volumes

- ▶ conformes à la norme ISO 7550
- ▶ exactitude : 0,3 %
- ▶ pipette un trait à code couleur
- ▶ indication du volume sur chaque micropipette

- exactitude :
  - 1 à 5 µl : ± 0,3 %
  - 10 à 200 µl : ± 0,25 %
- reproductibilité :
  - 1 à 5 µl : ± 0,6 %
  - 10 à 200 µl : ± 0,5 %
- longueur standard : 125 mm
- chaque micropipette dispose d'un code de couleur indiquant le volume depuis leur base jusqu'à la marque circulaire
- livrées en fibre carton de 250 micropipettes calibrées



volume	code couleur	référence		Prix HT	référence		Prix HT
		non héparinées	héparinées		non héparinées	héparinées	
1 - 2 - 3 - 4 - 5 µl	blanc	VX1288	la fiole de 250	19,50 €	VX1289	la fiole de 250	22,30 €
5 µl	blanc	VX1260	la fiole de 250	19,50 €	VX1274	la fiole de 250	22,30 €
10 µl	orange	VX1262	la fiole de 250	19,50 €	VX1276	la fiole de 250	22,30 €
5 - 10 µl	orange	VX1255	la fiole de 250	19,50 €	VX1252	la fiole de 250	22,30 €
20 µl	noir	VX1264	la fiole de 250	19,50 €	VX1278	la fiole de 250	22,30 €
25 µl	2 traits blanc	VX1266	la fiole de 250	19,50 €	VX1280	la fiole de 250	22,30 €
40 µl	2 traits rouge	VX1293	la fiole de 250	19,50 €	VX1284	la fiole de 250	22,30 €
20 - 40 µl	rouge	VX1259	la fiole de 250	19,50 €	VX1299	la fiole de 250	22,30 €
50 µl	vert	VX1270	la fiole de 250	19,50 €	VX1285	la fiole de 250	22,30 €
20 - 50 µl	vert	VX1256	la fiole de 250	19,50 €	VX1291	la fiole de 250	22,30 €
100 µl	marine	VX1272	la fiole de 250	19,50 €	VX1286	la fiole de 250	22,30 €
50 - 100 µl	marine	VX1257	la fiole de 250	19,50 €	VX1271	la fiole de 250	22,30 €
100 - 200 µl	rouge	VX1294	la fiole de 250	19,50 €	VX1977	la fiole de 250	25,40 €

## Micropipettes capillaires calibrées "end to end" 0,5 à 50 µl

- ▶ volume calibré entre les deux extrémités
- ▶ livrées dans une capsule en verre avec distributeur
- ▶ exactitude : 0,5 %

- volume calibré entre les deux extrémités de la micropipette
- exactitude : ± 0,5 %
- reproductibilité :
  - 0,5 à 10 µl : ± 0,75 %
  - 20 à 50 µl : ± 0,6 %
- longueur standard : 29 mm (excepté VX1776, longueur 15 mm)
- conformes à la norme ISO 7550
- micropipettes livrées par lot de 1000 soit 10 fioles en verre de 100 micropipettes, chaque fiole avec capuchon en couleur pour l'identification facile du volume
- un système distributeur placé dans la partie supérieure de la fiole permet d'extraire une micropipette capillaire à la fois



volume	code couleur	référence		Prix HT	référence		Prix HT
		non héparinées	héparinées		non héparinées	héparinées	
0,5 µl	blanc	VX1776	le lot de 1000	73,00 €			
1 µl	marine	VX1650	le lot de 1000	73,00 €	VX1675	le lot de 1000	99,50 €
2 µl	rouge	VX1651	le lot de 1000	73,00 €	VX1676	le lot de 1000	99,50 €
3 µl	jaune	VX1652	le lot de 1000	73,00 €	VX1677	le lot de 1000	99,50 €
4 µl	vert	VX1653	le lot de 1000	73,00 €	VX1678	le lot de 1000	99,50 €
5 µl	blanc	VX1654	le lot de 1000	73,00 €	VX1679	le lot de 1000	99,50 €
10 µl	orange	VX1743	le lot de 1000	73,00 €	VX1771	le lot de 1000	99,50 €
20 µl	noir	VX1745	le lot de 1000	73,00 €	VX1772	le lot de 1000	99,50 €
25 µl	blanc	VX1746	le lot de 1000	73,00 €	VX1773	le lot de 1000	99,50 €
40 µl	rouge	VX1748	le lot de 1000	73,00 €	VX1774	le lot de 1000	99,50 €
50 µl	vert	VX1749	le lot de 1000	73,00 €	VX1775	le lot de 1000	99,50 €