

Pipettes Pasteur en plastique à usage unique

échelle 1:1



- ▶ en polyéthylène transparent
- ▶ incassables
- ▶ bulbe et pipette moulés d'une seule pièce
- ▶ possibilité de congélation en azote liquide
- ▶ reproductibilité parfaite des gouttes distribuées (exactitude $\pm 10\%$)
- ▶ pour toutes applications en chimie, biologie, pour la routine ou la recherche



1 pipettes non stériles en vrac



- en vrac en carton de 100, 250, 400 ou 500 unités suivant modèle

2 pipettes stériles en emballage par 20



- stériles par oxyde d'éthylène
- en sachet polyéthylène de 20 unités

3 pipettes stériles emballage individuel en sachet peel-pack



- stériles par oxyde d'éthylène
- sachet individuel en polyéthylène et papier
- indications dates de stérilisation, de péremption, n° de lot

| rep. | capacité totale / bulbe | graduations min/max | long. | Ø tige | gouttes / ml | référence | Prix HT | référence | Prix HT | référence | Prix HT |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|--------------|------------------------|----------|--------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| | | | | | | 1 non stériles en vrac | | 2 stériles en emballage par 20 | | 3 stériles emballage indiv. peel-pack | |
| pipettes graduées | | | | | | | | | | | |
| A | 5,0 / 1,8 ml | 0,5 / 2,0 ml | 150 mm | 7,0 mm | 25 | L502 les 1000 | 75,40 € | | | | |
| B | 7,0 / 3,2 ml | 0,5 / 3,0 ml | 154 mm | 7,8 mm | 22 | L510 les 1000 | 28,50 € | L510S2 les 1000 | 58,20 € | L510S1 les 1000 | 97,20 € |
| C | 5,0 / 3,1 ml | 0,25 / 1,0 ml | 154 mm | 5,0 mm | 25 | L520 les 1000 | 28,50 € | L520S2 les 1000 | 58,20 € | L520S1 les 1000 | 97,20 € |
| pipettes usage général | | | | | | | | | | | |
| D | 8,0 / 4,6 ml | - | 150 mm | 6,3 mm | 22 | L505 les 1000 | 73,10 € | L505S2 les 1000 | 118,00 € | | |
| E | 4,0 / 3,1 ml | - | 150 mm | 2,5 mm | 25 | L531 les 1000 | 37,20 € | | | L531S1 les 1000 | 97,60 € |
| F | 1,3 / 0,7 ml | - | 115 mm | 2,9 mm | 22 | L552 les 1000 | 22,70 € | | | | |
| G | 1,7 / 0,9 ml | - | 87 mm | 4,7 mm | 25 | L504 les 1000 | 61,90 € | | | | |
| H | 1,1 / 0,5 ml | - | 67 mm | 3,9 mm | 22 | L551 les 1000 | 22,70 € | | | | |
| pipettes pointes fines | | | | | | | | | | | |
| I | 5,0 / 3,0 ml | - | 153 mm | 3,0 mm | 50 | L538 les 1000 | 198,00 € | | | L538S1 les 1000 | 289,00 € |
| J | 5,0 / 3,3 ml | - | 144 mm | 5,0 mm | 50 | L539 les 1000 | 129,00 € | | | L539S1 les 1000 | 222,00 € |
| K | 1,5 / 1,0 ml | - | 104 mm | 3,0 mm | 50 | L501 les 800 | 104,00 € | | | L501S1 les 1000 | 229,00 € |
| pipettes extra longues | | | | | | | | | | | |
| L | 5,0 / 3,5 ml | 1,0 / 5,0 ml | 216 mm | - | 18 | L513 les 1000 | 104,00 € | | | | |
| M | 6,0 / 2,3 ml | - | 225 mm | 5,0 mm | 25 | L550 les 400 | 23,70 € | | | | |
| N | 23,0 / 7,1 ml | - | 300 mm | 9,0 mm | 22 | L512 les 1000 | 398,00 € | | | | |
| pipettes spéciales | | | | | | | | | | | |
| O | 0,5 / 0,2 ml | - | 130 mm | 3,8 mm | - | L536 les 1000 | 59,50 € | | | | |
| P | 1,3 / 1,0 ml | - | 50 mm | 1,2 mm | 22 | L537 les 1000 | 118,00 € | | | | |