

Flacons rince-œil avec solution de rinçage stérile



- **flacons standard avec sérum physiologique stérile** : solution chlorure de sodium à 0,9 %
- **flacon avec solution pH neutre stérile** : tampon phosphate à 4,9% pour la neutralisation des brûlures par acides ou bases, 50 fois plus efficace que l'eau (conseil : après utilisation de la solution pH neutre, continuez à rincer l'œil avec la solution standard jusqu'à intervention du médecin)
- la solution pour lavage des yeux doit pénétrer dans les yeux par un flux léger et uniforme : pressez le flacon légèrement sans le serrer
- flacon avec œillère ergonomique, couvercle anti-poussière et pictogramme d'instructions
- flacon "duo" à double œillère : rinçage des deux yeux en même temps

référence	Prix HT
flacons avec solution standard stérile	
SR4691 1 Flacon 200 ml stérile	9,90 €
SR4613 2 Flacon 500 ml stérile	15,60 €
SR4707 3 Flacon 1000 ml stérile	21,70 €
SR4800 4 Flacon 1000 ml "duo" stérile à double œillère	30,60 €
flacons avec solution pH neutre stérile	
SR4752 5 Flacon 200 ml stérile pH neutre	15,10 €
SR4801 6 Flacon 500 ml "duo" stérile pH neutre à double œillère	28,80 €

Station rince-œil à 2 flacons



1

- station murale 2x500 ml standard
- station murale 2x1000 ml standard
- station murale 1x500 ml standard et 1x200 ml pH neutre
- flacons lave-œil avec œillère ergonomique et couvercle anti-poussière
- livrée avec pictogramme d'instruction d'utilisation et miroir
- spécialement adaptée pour installation à côté du poste de travail
- ne convient pas pour des sites de travail poussiéreux

référence	Prix HT
SR4694 Station 2x 500 ml standard	54,90 €
SR4708 Station 2x 1000 ml standard	64,70 €
SR4773 1 Station 1x 500 ml standard et 1x 200 ml pH neutre	62,90 €
flacons de recharge avec solution stérile	
SR4613 Flacon rince-œil stérile 500 ml	15,60 €
SR4707 Flacon rince-œil stérile 1000 ml	21,70 €
SR4752 Flacon pH neutre stérile 200 ml	15,10 €

Coffrets muraux étanches avec 2 flacons



1

2

- coffret mural 2x500 ml
- coffret mural 1x500 ml solution standard + 1x200 ml solution pH neutre
- flacon rince-œil avec œillère ergonomique, couvercle anti-poussière et pictogramme d'instructions d'utilisation
- coffrets avec couvercle frontal à ouverture rapide, pictogramme d'instruction d'utilisation et miroir sur couvercle
- spécialement adaptés aux sites de travail poussiéreux

référence	Prix HT
SR4650 1 Coffret 2x 500 ml standard	66,70 €
SR4787 2 Coffret 1x 500 ml standard et 1x 200 ml pH neutre	74,50 €
SR4803 Coffret 2x 1000 ml "duo" standard	77,60 €
SR4816 Coffret 1x 1000 ml "duo" standard et 1x 500 ml pH neutre "duo"	92,60 €
flacons de recharge avec solution stérile	
SR4613 Flacon rince-œil stérile 500 ml	15,60 €
SR4752 Flacon pH neutre stérile 200 ml	15,10 €
SR4800 Flacon 1000 ml "duo" stérile à double œillère	30,60 €
SR4801 Flacon 500 ml "duo" stérile pH neutre à double œillère	28,80 €