

Armoires de sécurité EN14470-1 pour produits inflammables

- ▶ conformes et certifiées norme EN14470-1
- ▶ modèles avec portes assistées : ouverture des deux portes d'une seule main et fermeture temporisée
- ▶ armoires de sécurité grande capacité avec tiroirs coulissants ou étagères fixes
- ▶ portes battantes ou pliantes

- armoires de sécurité conformes et certifiées norme EN14470-1 : résistance au feu 15, 30, 60 ou 90 minutes
- construction à double paroi en acier verni recouvert d'une protection plastique résistante, antidérapante, et anticorrosion
- couleur au choix jaune ou grise



6

Armoires une porte - largeur 600 mm

équipements intérieurs	image	type	portes battantes automatiques	portes pliantes automatiques	portes battantes assistées automatiques	portes pliantes assistées automatiques
armoires 1 porte type standard - dimensions : largeur 600 mm - hauteur 1970 mm - profondeur 615 mm						
3 étagères, bac de rétention, caillebotis	1	15 min	EX1501 1 790,00 €	-	-	-
		30 min	EX3001 1 990,00 €	EX3000 1 990,00 €	-	-
		60 min	EX6001 2 340,00 €	-	-	-
		90 min	EX9001 2 390,00 €	EX9000 2 560,00 €	EX9003 2 490,00 €	EX9002 2 590,00 €
6 tiroirs	2	90 min	-	EX9004 3 110,00 €	EX9006 2 950,00 €	EX9005 3 110,00 €
4 tiroirs et 1 tiroir coffre	3	90 min	-	EX9007 3 080,00 €	EX9009 2 990,00 €	EX9008 3 130,00 €
armoires 1 porte type profonde - dimensions : largeur 600 mm - hauteur 1970 mm - profondeur 750 mm						
6 tiroirs	2	90 min	-	EX9010 3 240,00 €	-	EX9011 3 370,00 €
4 tiroirs et 1 tiroir coffre	3	90 min	-	EX9012 3 290,00 €	-	EX9013 3 290,00 €
armoires 1 porte type mi-hauteur - dimensions : largeur 600 mm - hauteur 1298 mm - profondeur 615 mm						
2 étagères, bac de rétention, caillebotis	4	90 min	EX9014 2 090,00 €	-	EX9015 2 170,00 €	-

Armoires deux portes - largeur 900 ou 1200 mm

équipements intérieurs	image	type	portes battantes automatiques	portes pliantes automatiques	portes battantes assistées automatiques	portes pliantes assistées automatiques
armoires 2 portes type standard - dimensions : largeur 1200 mm - hauteur 1970 mm - profondeur 615 mm						
3 étagères, bac de rétention, caillebotis	5	15 min	EX1503 2 280,00 €	-	-	-
		30 min	EX3003 2 560,00 €	EX3002 2 550,00 €	-	-
		60 min	EX6003 2 860,00 €	-	-	-
		90 min	EX9017 2 870,00 €	EX9016 3 150,00 €	EX9019 3 050,00 €	EX9018 3 250,00 €
6 tiroirs	6	90 min	-	EX9020 4 060,00 €	EX9022 3 890,00 €	EX9021 4 160,00 €
armoires 2 portes type mi-hauteur - dimensions : largeur 1200 mm - hauteur 1298 mm - profondeur 615 mm						
2 étagères, bac de rétention, caillebotis	7	90 min	EX9024 2 850,00 €	-	EX9025 2 890,00 €	-
armoires 2 portes type étroite - dimensions : largeur 900 mm - hauteur 1970 mm - profondeur 615 mm						
3 étagères, bac de rétention, caillebotis	8	90 min	EX9026 2 870,00 €	-	EX9027 2 890,00 €	-

couleur armoire - armoire JAUNE : ajouter la lettre "J" à la fin de la référence - armoire GRISE : ajouter la lettre "G" à la fin de la référence