

Armoires de sécurité EN14470-1 pour produits inflammables

- ▶ conformes et certifiées norme EN14470-1
- ▶ modèles avec portes assistées : ouverture des deux portes d'une seule main et fermeture temporisée
- ▶ armoires de sécurité grande capacité avec tiroirs coulissants ou étagères fixes
- ▶ portes battantes ou pliantes

- armoires de sécurité conformes et certifiées norme EN14470-1 : résistance au feu 15, 30, 60 ou 90 minutes
- construction à double paroi en acier verni recouvert d'une protection plastique résistante, antidérapante, et anticorrosion
- couleur au choix jaune ou grise



6

Armoires une porte - largeur 600 mm

équipements intérieurs	image	type	portes battantes automatiques	portes pliantes automatiques	portes battantes assistées automatiques	portes pliantes assistées automatiques
armoires 1 porte type standard - dimensions : largeur 600 mm - hauteur 1970 mm - profondeur 615 mm						
3 étagères, bac de rétention, caillebotis	1	15 min	EX1501 1 790,00 €	-	-	-
		30 min	EX3001 1 990,00 €	EX3000 1 990,00 €	-	-
		60 min	EX6001 2 340,00 €	-	-	-
		90 min	EX9001 2 390,00 €	EX9000 2 560,00 €	EX9003 2 490,00 €	EX9002 2 590,00 €
6 tiroirs	2	90 min	-	EX9004 3 110,00 €	EX9006 2 950,00 €	EX9005 3 110,00 €
4 tiroirs et 1 tiroir coffre	3	90 min	-	EX9007 3 080,00 €	EX9009 2 990,00 €	EX9008 3 130,00 €
armoires 1 porte type profonde - dimensions : largeur 600 mm - hauteur 1970 mm - profondeur 750 mm						
6 tiroirs	2	90 min	-	EX9010 3 240,00 €	-	EX9011 3 370,00 €
4 tiroirs et 1 tiroir coffre	3	90 min	-	EX9012 3 290,00 €	-	EX9013 3 290,00 €
armoires 1 porte type mi-hauteur - dimensions : largeur 600 mm - hauteur 1298 mm - profondeur 615 mm						
2 étagères, bac de rétention, caillebotis	4	90 min	EX9014 2 090,00 €	-	EX9015 2 170,00 €	-

Armoires deux portes - largeur 900 ou 1200 mm

équipements intérieurs	image	type	portes battantes automatiques	portes pliantes automatiques	portes battantes assistées automatiques	portes pliantes assistées automatiques
armoires 2 portes type standard - dimensions : largeur 1200 mm - hauteur 1970 mm - profondeur 615 mm						
3 étagères, bac de rétention, caillebotis	5	15 min	EX1503 2 280,00 €	-	-	-
		30 min	EX3003 2 560,00 €	EX3002 2 550,00 €	-	-
		60 min	EX6003 2 860,00 €	-	-	-
		90 min	EX9017 2 870,00 €	EX9016 3 150,00 €	EX9019 3 050,00 €	EX9018 3 250,00 €
6 tiroirs	6	90 min	-	EX9020 4 060,00 €	EX9022 3 890,00 €	EX9021 4 160,00 €
armoires 2 portes type mi-hauteur - dimensions : largeur 1200 mm - hauteur 1298 mm - profondeur 615 mm						
2 étagères, bac de rétention, caillebotis	7	90 min	EX9024 2 850,00 €	-	EX9025 2 890,00 €	-
armoires 2 portes type étroite - dimensions : largeur 900 mm - hauteur 1970 mm - profondeur 615 mm						
3 étagères, bac de rétention, caillebotis	8	90 min	EX9026 2 870,00 €	-	EX9027 2 890,00 €	-

couleur armoire - armoire JAUNE : ajouter la lettre "J" à la fin de la référence - armoire GRISE : ajouter la lettre "G" à la fin de la référence



1

porte battante
étagères et bac
de rétention

1

porte pliante
3 étagères et
bac de rétention

2

porte pliante
6 tiroirs

3

porte pliante
4 tiroirs
et 1 tiroir-coffre

4

armoire mi-hauteur,
portes battantes
2 étagères,
bac de rétention

5-8

portes battantes
3 étagères,
bac de rétention

5

portes pliantes
3 étagères
et bac de rétention

7

armoire mi-hauteur,
portes battantes,
2 étagères
et bac de rétention

Portes automatiques

- rappel systématique des portes
- système maintien de portes ouvertes équipé d'un thermofusible : fermeture forcée automatique au-dessus de 50°C
- quelle que soit la position initiale de la porte, fermeture en moins de 20 s.

Portes assistées automatiques

- **ouverture assistée des deux portes simultanément d'une seule main** : l'ouverture d'une porte entraîne automatiquement l'ouverture de l'autre porte (armoires à 2 portes), système d'entraînement couplé asynchrone avec guidage coulissant
- **fermeture automatique temporisée** 60 secondes après leur ouverture (fermeture forcée automatique si la température dépasse 50°C)

Tiroirs coulissants automatiques

- récipients facilement accessibles même ceux placés au fond du tiroir, une fois ouvert, un système de rappel referme automatiquement le tiroir
- tiroir en forme de bac de rétention
- dim. tiroirs (l x p x h) :
345x500xh50 mm (armoires 600 mm)
840x490xh90 mm (armoires 1200 mm)
- charge max. par tiroir :
25 kg (armoire 600 mm),
60 kg (armoires 1200 mm)

Tiroirs-coffre

- arrêt possible dans toutes les positions
- dim. tiroirs-coffre (l x p x h) :
330x460xh200 mm, charge 50 kg max.

Étagères

- étagères sécurisées en forme de bac de rétention, réglables en hauteur
- charge max. : 75 kg / étagère

Bac de rétention

- permet la récupération des liquides en cas de renversement accidentel
- capacité 33 litres pour armoire largeur 1200 mm et 14 litres pour armoire largeur 600 mm
- caillebotis : se place sur le bac de rétention, permet d'éviter que les récipients ne plongent dans les substances accidentellement renversées

Ventilation

- raccord de ventilation Ø75 mm sur le toit de l'armoire pour ventilateur externe
- fermeture automatique des ouvertures d'entrée et de sortie d'air au-dessus de 70°C
- systèmes de ventilation et filtration : page 328

Caractéristiques générales

- joints spéciaux à effet dilatant en cas d'incendie : isolation parfaite de l'intérieur de l'armoire, gonds de porte anti-étincelles
- étiquette de signalisation et de sécurité sur la face externe de la porte
- serrure de porte avec clé
- pieds réglables en hauteur (modèles 60 et 90 minutes)
- poids armoires à étagères (environ) :
600 mm : 260 kg,
900 mm : 310 kg,
1200 mm : 420 kg
- poids armoires à tiroirs (environ) :
600 mm : 260 kg,
1200 mm : 420 kg

Livraison et installation

Livraison standard

- **incluse dans le prix de l'armoire**
- prise de rendez-vous, livraison de l'armoire complète emballée sur palette rez-de-chaussée ou quai de déchargement
- valable France métropolitaine hors Corse

Livraison et installation

- prestation supplémentaire
- livraison **rez-de-chaussée ou jusqu'au 3^{ème} étage avec ou sans monte-charge**
- étagères supplémentaires sur devis
- mise en place à l'endroit désigné par l'utilisateur, déballage et récupération des emballages, mise à niveau
- ne comprend pas l'installation d'un module de ventilation ou d'un module de filtration
- sous réserve de faisabilité : une CheckListe est préalablement remplie par le destinataire et vérifiée par nos services avant validation définitive de la commande
- la prestation ne peut dépasser une heure (arrivée / départ du camion de livraison)
- valable France métropolitaine hors Corse

EX9600 Forfait livraison et installation armoire 1 porte **338,00 €**

EX9610 Forfait livraison et installation armoire 2 portes **338,00 €**

Installation d'un module de ventilation ou filtration

- prestation supplémentaire à la prestation "livraison et installation"
- installation d'un module ventilation ou d'un module ventilation / filtration sur l'armoire
- module de ventilation : ne comprend pas le raccordement à la gaine d'extraction vers l'extérieur du bâtiment, ni la fourniture de la gaine
- module de ventilation et filtration : aucun raccordement à une gaine n'est nécessaire

EX9620 Forfait installation module de ventilation ou filtration **95,00 €**