

Cartouches d'extraction

Fabrication

Les cartouches filtrantes à extraction sont fabriquées en cellulose de coton pure, neutre et sans graisse.

Applications

Pour extracteurs de Soxhlet et autres, pour réception d'un mélange de matières grasses dont une substance doit être séparée par la dissolution la plus complète possible à l'aide d'un solvant ; séparation de particules solides ou liquides de l'air ou de gaz.

Technique opératoire

Pour utiliser les cartouches filtrantes dans des extracteurs, il faut observer quelques règles. L'extrémité inférieure du tube d'aspiration des appareils Soxhlet étant généralement plus élevée que le fond, l'installation de plaques perforées au-dessous de la cartouche sur le fond de la chambre d'extraction assure une vidange totale de la cartouche. Le bord supérieur de la cartouche doit se trouver 3 mm plus bas que le coude supérieur du tube d'aspiration. Une cartouche correctement chargée comporte au fond, un tampon d'ouate, au-dessus, le produit soumis à l'extraction et au-dessus, comme bouchon, un second tampon d'ouate.

Extraction pour analyses ...

- de composés organiques de mélanges réactionnels
- de produits alimentaires
- de substances naturelles
- de vernis, laques et goudrons
- du soufre des masses gazeuses
- détermination des poussières et des fumées
- etc.



dim. Ø int x h	référence		Prix HT
Ø 16 x 100 mm	FL1316	les 25	48,10 €
Ø 19 x 90 mm	FL1319	les 25	41,10 €
Ø 22 x 60 mm	FL1322	les 25	51,80 €
Ø 22 x 80 mm	FL1422	les 25	43,70 €
Ø 25 x 80 mm	FL1325	les 25	43,70 €
Ø 26 x 60 mm	FL1326	les 25	47,10 €
Ø 27 x 80 mm	FL1327	les 25	57,40 €
Ø 28 x 100 mm	FL1328	les 25	47,10 €
Ø 30 x 100 mm	FL1330	les 25	47,10 €
Ø 33 x 80 mm	FL1333	les 25	43,70 €
Ø 33 x 94 mm	FL1433	les 25	47,70 €
Ø 37 x 130 mm	FL1337	les 25	57,00 €
Ø 41 x 125 mm	FL1341	les 25	67,60 €
Ø 41 x 150 mm	FL1441	les 25	79,20 €
Ø 46 x 130 mm	FL1346	les 25	76,10 €
Ø 48 x 145 mm	FL1348	les 25	85,00 €
Ø 58 x 170 mm	FL1358	sur demande	
Ø 70 x 240 mm	FL1370	sur demande	

Papier filtre pour sucreries Whatman®



- pour épurer : les extraits de pulpes sèches clarifiées, les jus de betteraves après addition d'acétate de plomb, en vue de déterminer la teneur en sucre par polarimétrie
- grade 3459 : spécialement conçu pour les installations Venema® (procédé à l'acétate de plomb)

Ø disque	référence		Prix HT
filtres rapides épaisseur 160 mm - vitesse 95 s			
Ø 185 mm	plissés WN1210	les 1000	162,00 €
filtres vitesse moy. épaisseur 140 mm - vitesse 150 s			
Ø 200 mm	lisses WN1213	les 1000	181,00 €
Ø 250 mm	lisses WN1214	les 1000	249,00 €

Disques pour tests antibiotiques



- papier blanc épais (0,40 mm) et concentré (175 g/m²)
- **applications** : détermination du type de l'agent pathogène de maladies infectieuses, contrôle de leur sensibilité aux antibiotiques et aux produits chimiothérapeutiques in vitro, détermination de la résistance par le test de Hemmhof
- l'antibiogramme permet de déterminer une chimiothérapie adéquate ; les disques sont chargés de produits chimiothérapeutiques amenés sur le milieu nutritif ensemencé avec l'agent pathogène et on laisse évoluer ; la valeur de Hemmhof est une mesure de l'efficacité de la substance

Ø disque	référence		Prix HT
Ø 6 mm	FL2171	les 1000	14,90 €
Ø 9 mm	FL2172	les 1000	19,40 €
Ø 12 mm	FL2173	les 1000	25,20 €
Ø 13 mm	FL2174	les 1000	26,70 €
Ø 25 mm	FL2175	les 1000	68,50 €
Ø 45 mm	FL2176	les 1000	181,00 €

Nacelles de pesée papier exempt d'azote

- en papier parchemin exempt d'azote, 80 g/m²
- **applications** : pesée de substances pâteuses dans l'analyse de produits alimentaires, pesée d'échantillons pour le dosage de l'azote et des graisses, etc.
- dimensions (LxIxh) : 55 x 10 x 10 mm



référence	Prix HT
FL2180 Nacelles de pesée en papier exempt d'azote, les 100	98,50 €