

Tuyaux à gaz de sécurité LMR®

- indispensables à la sécurité des laboratoires de chimie, de physique, de technologie, de biologie, de dentisterie, etc.
- remplacent les anciens tuyaux parfois aplatis et cassants
- flexibles, souples, et étanches
- résistants à l'écaillage
- résistants aux gaz, au vieillissement et à la température

Tuyau caoutchouc avec raccord à vis G1/2" normalisé

- durée de vie 10 ans




Tuyau métallique avec raccord à vis G1/2" normalisé

- tuyau métallique gainé PVC
- durée de vie illimitée



Tuyau caoutchouc avec armure métallique



- raccords : manchons souples en caoutchouc vulcanisé, contact stable et étanche sans fixation avec colliers
- armature métallique, étanchéité assurée par un revêtement de caoutchouc, construction empêchant la détérioration du tuyau et des manchons, pas de pincement possible
- pour tout gaz (gaz de ville, gaz naturel, gaz liquide)
- diamètre int. : Ø 8 mm
- longueurs : voir tableau, autres longueurs sur demande

longueur	tuyau caoutchouc raccords à vis G1/2"		tuyau métallique raccords à vis G1/2"		tuyau caoutchouc armé raccords olive					
	gaz naturel	propane - butane	gaz naturel	propane - butane	tout gaz					
0,50 m					TGAZ50	39,80 €				
0,60 m					TGAZ60	45,80 €				
0,75 m			TGN6	64,90 €	TGP6	64,90 €	TGAZ75	51,20 €		
1,00 m	TGN2	16,60 €	TGP2	13,40 €	TGN7	78,20 €	TGP7	78,20 €	TGAZ100	57,50 €
1,25 m			TGN8	89,60 €	TGP8	89,60 €	TGAZ125	63,20 €		
1,50 m	TGN4	16,60 €	TGP4	15,50 €	TGN9	98,90 €	TGP9	98,90 €	TGAZ150	75,00 €
2,00 m	TGN5	22,00 €	TGP5	17,40 €	TGN10	118,00 €	TGP10	118,00 €	TGAZ200	79,50 €
3,00 m									TGAZ300	128,00 €

Supports et grilles de brûleur




référence	dimensions	Prix HT
grille en fer zingué avec disque céramique		
SML541	120 x 120 mm	4,30 €
SML542	160 x 160 mm	5,70 €
SML544	200 x 200 mm	7,60 €
support trépied en acier inoxydable		
SML569	Ø 100 x 180 mm	26,40 €
SML570	Ø 120 x 220 mm	29,10 €
SML571	Ø 150 x 230 mm	32,20 €

Plaques-support de sécurité en vitrocéramique

- aucun dégagement d'élément nocif pour la santé de l'utilisateur (**sans amiante**)
- résistance chimique aux liquides corrosifs utilisés dans les laboratoires
- économie d'énergie : l'excellente transmission du spectre infrarouge permet un gain énergétique d'environ 20 %

- échauffement très rapide
- nettoyage simple, matériau non poreux
- résistance aux chocs thermiques : -200°C à +700°C, les surfaces chaudes peuvent être aspergées d'eau froide
- pas de déformation, ne vieillissent pas



référence	Prix HT
plaques support	
GP1 Plaque 135 x 135 mm	15,40 €
GP2 Plaque 155 x 155 mm	17,30 €
GP3 Plaque 175 x 175 mm	17,80 €
supports 4 pieds en acier inox	
SA1 Support pour GP1, h 180 mm	18,50 €
SA2 Support pour GP2, h 210 mm	27,30 €
SA3 Support pour GP3, h 220 mm	26,50 €
supports pour montage avec noix	
SB1 Support pour GP1	18,60 €
SB2 Support pour GP2	21,60 €
SB3 Support pour GP3	25,20 €