

## Centrifugeur spécialisé pour tubes type Falcon®

- ▶ 12 x 15 ml / 6 x 50 ml type Falcon®
- ▶ jusqu'à 6000 tr/min

- vitesse réglable de 200 à 6000 tr/min (4185 g) par incrément de 50 tr/min
- centrifugation en continu ou minuterie programmable de 10 sec à 99 h par pas de 10 secondes puis 1 minute
- sélection du mode d'accélération et de décélération : 10 modes pré-enregistrés
- triple affichage digital : vitesse (consigne / réelle), mode d'accélération, temps restant
- boîtier en ABS résistant aux chocs et aux produits chimiques
- sécurité anti-balourd et sécurité de couvercle
- fonctionnement silencieux (<60 dB), moteur sans entretien
- dimensions (lxpxh) / poids : 280 x 370 x h260 mm / 15 kg



référence	Prix HT
EH2100 Microcentrifugeur ventilé sans rotor	1 330,00 €

### Rotor 12 places pour tubes type Falcon® 15 ml



#### SYSTÈME 1

pour tubes de 1,5 à 15 ml

Rotor angulaire 12 places		réf.	Prix HT
Rotor 12 x 15 ml - 6000 tr/min - 4185 g		EH2015	259,00 €
réducteurs pour tubes :		réf.	Prix HT
dimensions	capacité		
	portoir	totale	
<b>microtubes</b>			
1,5 ml	microtube	Ø11 x 42 mm	1   12   EH6001 les 2   32,00 €
<b>tubes de prélèvement</b>			
5 ml	RIA	Ø13 x 70/ 95 mm	1   12   EH5024 les 2   32,00 €
7 ml	hémolyse	Ø13 x 95/115 mm	1   12   EH5023 les 2   35,00 €
<b>tubes type Falcon®</b>			
15 ml	sans jupe	Ø17 x 120 mm	1   6   sans adaptateur
<b>tubes standard</b>			
15 ml	fond rond	Ø17 x 105/125 mm	1   12   sans adaptateur
15 ml	fond rond	Ø17 x 95/105 mm	1   12   EH5022 les 2   18,00 €

### Rotor angulaire 6 places pour tubes type Falcon® 15 et 50 ml



#### SYSTÈME 2

pour tubes de 15 et 50 ml

Rotor angulaire 6 places		réf.	Prix HT
Rotor 6 x 50 ml - 4000 tr/min - 2540 g		EH4210	515,00 €
réducteurs pour tubes :		réf.	Prix HT
dimensions	capacité		
	portoir	totale	
<b>tubes type Falcon®</b>			
15 ml	sans jupe	Ø17 x 120/125 mm	1   6   EH5033 les 2   51,00 €
50 ml	sans jupe	Ø30 x 120 mm	1   6   sans adaptateur
<b>tubes standard</b>			
15 ml	fond rond	Ø17 x 95/105 mm	1   6   EH5033 les 2   51,00 €