


Centrifugeur 6 x 250 ml grande vitesse

► jusqu'à 20000 tr/min

- affichage digital de la vitesse (tr/min et g), de l'accélération (n° prog.) et du temps restant
- minuterie 0 à 100 h, résolution 1 s ou 1 min, position continue
- centrifugation rapide (touche "Quick") avec affichage digital des secondes écoulées
- reconnaissance automatique du rotor
- 10 modes d'accélération et décélération

- rotors et réducteurs pour tubes de 0,4 ml à 250 ml
- boîtier acier résistant aux chocs et aux produits chimiques
- sécurités de couvercle et antibalourd
- silencieux (< 60 dB), moteur sans entretien
- dim. / poids : 430 x 510 x 380 mm / 52 kg

référence	Prix HT
EH3600 Centrifugeur 20000 tr/min, sans rotor	3 490,00 €



Étoile libre 4 places pour 4 x 250 ml



pour tubes 1,5 ml à 250 ml			
Étoile libre et couvercle pour portoirs directs	réf.		Prix HT
Étoile libre 4 places - 4500 tr/min, 23780 g	EH3610		1 125,00 €
Couvercle pour portoirs directs	EH9610	les 2	66,00 €
portoirs directs pour tubes :	dimensions	capacité	réf. Prix HT
		portoir/total	

tubes de prélèvement								
2N	1,6 - 7 ml	Vacutainer®	Ø13 x 75/120 mm	10	40	EH9630	les 2	210,00 €
2H	5/7 ml	tube hémolyse	Ø13 x 65/120 mm	14	56	EH9640	les 2	210,00 €
2T	4 - 10 ml	Vacutainer®	Ø16 x 75/100 mm	8	32	EH9650	les 2	210,00 €
tubes type Falcon®								
3B	15 ml	sans jupe	Ø17 x 120 mm	7	28	EH9597	les 2	210,00 €
3G	50 ml	sans jupe	Ø29 x 116 mm	3	12	EH9594	les 2	210,00 €
tubes standard								
4E	9 ml	fond rond	Ø14 x 76/115 mm	9	36	EH9596	les 2	210,00 €
4J	15 ml	fond rond	Ø17 x 76/115 mm					
4L	25 ml	fond rond	Ø24 x 100/120 mm	5	20	EH9595	les 2	210,00 €
4N	50 ml	polycarbonate	Ø29 x 95/120 mm	3	12	EH9593	les 2	210,00 €
4P	50 ml	polycarbonate	Ø34 x 100/120 mm	2	8	EH9598	les 2	210,00 €
4S	100 ml	fond rond	Ø41 x 95/120 mm	1	4	EH9592	les 2	210,00 €
tubes / flacons avec capuchon								
5A	10 ml	polycarbonate	Ø16 x 80/100 mm	8	32	EH9660	les 2	210,00 €
5L	250 ml	fond plat	Ø61 x 100/130 mm	1	4	EH9591	les 2	210,00 €

Rotors pour microtubes - étoile pour microplaques rotors 4 x 80 ml - 6 x 80 ml - 6 x 250 ml - tubes Falcon®



pour tubes de 15 ml à 80 ml			
Rotors angulaires avec couvercle	réf.		Prix HT
4 x 80 ml - 12000 tr/min - 14811 g - avec couvercle	EH3660		1 233,00 €
6 x 80 ml - 8000 tr/min - 10017 g - avec couvercle	EH3650		1 276,00 €
réducteurs pour tubes :	dimensions	capacité	réf. Prix HT
		réduct./totale	

tubes type Falcon®								
3B	15 ml	sans jupe	Ø17 x 120 mm	1	4 / 6	EH6558	les 2	82,00 €
3G	50 ml	sans jupe	Ø29 x 118 mm	1	4 / 6	EH6552	les 2	82,00 €
tubes standard								
4J	15 ml	fond rond	Ø17 x 103/110 mm	1	4 / 6	EH6555	les 2	78,00 €
4L	30 ml	fond rond	Ø25 x 90/103 mm	1	4 / 6	EH6553	les 2	78,00 €
4P	50 ml	fond rond	Ø29 x 105 mm	1	4 / 6	EH6551	les 2	78,00 €
4S	80 ml	fond rond	Ø38 x 113 mm	1	4 / 6			sans réducteur

pour tubes 10 ml à 250 ml			
Rotor angulaire 6 places	réf.		Prix HT
Rotor angulaire 6 places - 8000 tr/min - 10017 g	EH3640		2 066,00 €
réducteurs pour tubes :	dimensions	capacité	réf. Prix HT
		réduct./totale	

microtubes								
1F	1,5 ml	microtube	Ø11 x 40 mm	8	48	EH9574	les 2	108,00 €
tubes type Falcon®								
3B	15 ml	sans jupe	Ø17 x 120 mm	4	24	EH9575	les 2	113,00 €
3G	50 ml	sans jupe	Ø29 x 116 mm	1	6	EH9571	les 2	113,00 €
tubes / flacons avec capuchon								
5A	10 ml	polycarbonate	Ø16 x 80 mm	5	30	EH9573	les 2	113,00 €
5B	30 ml	polycarbonate	Ø26 x 92 mm	2	12	EH9572	les 2	113,00 €
5C	50 ml	polycarbonate	Ø29 x 103 mm	1	6	EH9571	les 2	113,00 €
5L	250 ml	fond plat	Ø62 x 122 mm	1	6			sans réducteur

pour microtubes et étoile microplaques			
Rotor angulaire 12 places avec couvercle	réf.		Prix HT
12 x 1,5 / 2 ml - 20000 tr/min - 29068 g - couvercle	EH3700		738,00 €
Étoile libre 2 places avec portoirs	réf.		Prix HT
2 x 3 microplaques - 4500 tr/min - 2720 g	EH9580		1 162,00 €