


Centrifugeur réfrigéré - grande vitesse - 6 x 250 ml

- ▶ jusqu'à 30000 tr/min (65390 g)
- ▶ capacité jusqu'à 6x250 ml
- ▶ modèle réfrigéré
- ▶ pré-refroidissement
- ▶ grand écran LCD

- mémorisation des 90 derniers réglages
- programme de pré-refroidissement pour le modèle réfrigéré
- centrifugation rapide (touche "Quick") avec affichage digital des secondes écoulées
- minuterie programmable ou position continue
- alarme sonore en fin de cycle avec plusieurs mélodies
- affichage digital par grand écran LCD
- écran résistant aux éclaboussures
- affichage des valeurs de consigne et réelles : vitesse, accélération / décélération, température, temps
- reconnaissance automatique du rotor et correction de la vitesse sélectionnée
- **grande gamme de rotors et de réducteurs pour tubes de 1,5 ml à 250 ml**
- boîtier acier résistant aux chocs et aux produits chimiques
- sécurités de couvercle et anti-balourd
- fonctionnement silencieux (< 60 dBA), moteur sans entretien
- accélération et décélération réglables sur 10 niveaux (max. 65390 g)



- vitesse (en tr/min ou g) : 200 à 30000 tr / min par pas de 10 tr / min
- température (en °C ou °F) : -20°C à +40°C par pas de 1°C
- minuterie programmable de 30 secondes à 60 min par pas de 10 s et 100 h par pas de 1 min
- dim. (lxpxh) : 715 x 510 x 420 mm / 91 kg
- puissance : 2990 W / 230 V / 50-60 Hz

référence	Prix HT
EH9500 Centrifugeur réfrigéré - grande vitesse 6 x 250 ml	8 350,00 €

Étoile libre 2 places pour 6 microplaques



SYSTÈME 1

pour microplaques et microtubes

Étoile libre 2 places avec nacelles		réf.	Prix HT		
Étoile libre 4500 tr/min - 2720 g pour 2 x 3 microplaques supports		EH9580	1 162,00 €		
microplaque	portoir	totale	sans adaptateur		
1,5 ml microtube	Ø11 x 40 mm	48	96	EH5011 les 2	295,00 €


Rotors angulaires 12 et 30 places pour microtubes



SYSTÈME 2

pour microtubes

Rotors angulaires avec couvercle		réf.	Prix HT		
12 x 1,5/2,0 ml - 30000 tr/min - 65390 g (angle 40°)		EH9510 [1]	739,00 €		
30 x 1,5/2,0 ml - 20000 tr/min - 42030 g (angle 45°)		EH9520 [2]	845,00 €		
réducteurs pour microtubes :		dimensions	capacité		
		portoir	totale		
0,4 ml	microtube Ø6 x 50 mm	1	12/30	EH1002 les 6	59,00 €
0,5 ml	microtube Ø8 x 32 mm	1	12/30	EH1001 les 6	59,00 €
1,5 ml	microtube Ø11 x 38 mm				
2,0 ml	microtube Ø11 x 38 mm	1	12/30	sans adaptateur	



Rotors angulaires
pour tubes 10 ml à 80 ml

**SYSTÈME 3**

pour tubes 15 ml à 80 ml

Rotor angulaire 6 places	réf.	Prix HT
Rotor angulaire 6 places - 12000 tr/min - 18510 g	EH9560	1 339,00 €
réducteurs pour tubes :	dimensions	capacité
	portoir	totale

tubes type Falcon®

3B	15 ml	sans jupe	Ø17 x 120 mm	1	6	EH6558	les 2	82,00 €
3G	50 ml	sans jupe	Ø29 x 116 mm	1	6	EH6552	les 2	82,00 €

tubes standard

4R	80 ml	fond rond	Ø38 x 113 mm	1	6	sans adaptateur		
----	-------	-----------	--------------	---	---	-----------------	--	--

SYSTÈME 4

pour tubes 15 ml à 80 ml

Rotor angulaire 4 places	réf.	Prix HT
Rotor angulaire 4 places - 20000 tr/min - 41140 g	EH9550	1 294,00 €
réducteurs pour tubes :	dimensions	capacité
	portoir	totale

tubes type Falcon®

3B	15 ml	sans jupe	Ø17 x 120 mm	1	6	EH6558	les 2	82,00 €
3G	50 ml	sans jupe	Ø29 x 116 mm	1	6	EH6552	les 2	82,00 €

tubes standard

4R	80 ml	fond rond	Ø38 x 113 mm	1	6	sans adaptateur		
----	-------	-----------	--------------	---	---	-----------------	--	--

SYSTÈME 5

pour tubes type Falcon® 15 ml

Rotor angulaire 6 places	réf.	Prix HT
Rotor angulaire 6 places - 12000 tr/min - 18510 g	EH9540	1 203,00 €
réducteurs pour tubes :	dimensions	capacité
	portoir	totale

tubes type Falcon®

3B	15 ml	sans jupe	Ø17 x 120 mm	1	6	EH9541	les 2	78,00 €
----	-------	-----------	--------------	---	---	--------	-------	---------

SYSTÈME 6

pour tubes 10 ml avec capuchon

Rotor 20 x 10 ml	réf.	Prix HT
Rotor angulaire 20 x 10 ml - 16000 tr/min - 28040 g	EH9577	1 300,00 €

tubes / flacons avec capuchon

5A	10 ml	polycarbonate	Ø16 x 80 mm	1	20	sans adaptateur		
----	-------	---------------	-------------	---	----	-----------------	--	--

Rotor angulaire 6 places pour 6 x 250 ml

**SYSTÈME 7**

pour tubes 10 ml à 250 ml

Rotor angulaire 6 places	réf.	Prix HT
Rotor angulaire 6 places - 10000 tr/min - 15650 g	EH9570	2 274,00 €
réducteurs pour tubes :	dimensions	capacité
	portoir	totale


tubes type Falcon®

3B	15 ml	sans jupe	Ø17 x 120 mm	4	24	EH9575	les 2	113,00 €
3G	50 ml	sans jupe	Ø29 x 116 mm	1	6	EH9571	les 2	113,00 €

tubes / flacons avec capuchon

5A	10 ml	polycarbonate	Ø16 x 80 mm	5	30	EH9573	les 2	113,00 €
5B	30 ml	polycarbonate	Ø26 x 92 mm	2	12	EH9572	les 2	113,00 €
5C	50 ml	polycarbonate	Ø29 x 103 mm	1	6	EH9571	les 2	113,00 €
5L	250 ml	fond plat	Ø62 x 122 mm	1	6	sans adaptateur		

Étoile libre 4 places pour 4 x 250 ml

**SYSTÈME 8**

pour tubes 1,5 ml à 250 ml

Étoile libre et couvercle pour portoirs directs	réf.	Prix HT
Étoile libre 4 places - 4500 tr/min, 23780 g	EH9590	1 181,00 €
Couvercle pour portoirs directs	EH9610	les 2 66,00 €
portoirs directs pour tubes :	dimensions	capacité
	portoir	totale

tubes de prélèvement

2N	1,6 - 7 ml	Vacutainer®	Ø13 x 75/120 mm	10	40	EH9630	les 2	210,00 €
2H	5/7 ml	tube hémolyse	Ø13 x 65/120 mm	14	56	EH9640	les 2	210,00 €
2T	4 - 10 ml	Vacutainer®	Ø16 x 75/100 mm	8	32	EH9650	les 2	210,00 €

tubes type Falcon®

3B	15 ml	sans jupe	Ø17 x 120 mm	7	28	EH9597	les 2	210,00 €
3G	50 ml	sans jupe	Ø29 x 116 mm	3	12	EH9594	les 2	210,00 €

tubes standard

4E	9 ml	fond rond	Ø14 x 76/115 mm	9	36	EH9596	les 2	210,00 €
4J	15 ml	fond rond	Ø17 x 76/115 mm					
4L	25 ml	fond rond	Ø24 x 100/120 mm	5	20	EH9595	les 2	210,00 €
4N	50 ml	polycarbonate	Ø29 x 95/120 mm	3	12	EH9593	les 2	210,00 €
4P	50 ml	polycarbonate	Ø34 x 100/120 mm	2	8	EH9598	les 2	210,00 €
4S	100 ml	fond rond	Ø41 x 95/120 mm	1	4	EH9592	les 2	210,00 €

tubes / flacons avec capuchon

5A	10 ml	polycarbonate	Ø16 x 80/100 mm	8	32	EH9660	les 2	210,00 €
5L	250 ml	fond plat	Ø61 x 100/130 mm	1	4	EH9591	les 2	210,00 €