


Cuves de séquençage à dos aluminium

- ▶ 96 échantillons
- ▶ température du gel homogène
- ▶ applications : séquençage, analyse 2D, analyse micro-satellite, empreinte d'ADN, SSCP, analyse d'hétéroduplexe et d'oligonucléotide etc.

- grandes cuves faciles à manipuler
- parfaite étanchéité assurée par un joint silicone placé sur toute la longueur de la cuve
- dos de cuve en aluminium
- deux réservoirs pour tampon haut et bas permettant l'utilisation d'un grand volume de tampon pour des migrations longues
- réservoir tampon bas amovible pour faciliter le nettoyage
- couvercle de sécurité unidirectionnel : protection de l'utilisateur et parfaite transmission de la tension électrique
- fiche banane plaqué or et électrode en platine compatible avec tous les générateurs
- plaque de verre pleine ou découpée, épaisseur 4 mm **sans** espaceur
- grande gamme de peignes pour nombreuses applications : séquençage ADN, analyse 2D, analyse micro-satellite, empreinte d'ADN, SSCP, analyse d'hétéroduplexe et d'oligonucléotide
- **cuves livrées complètes** avec 1 jeu de plaques en verre, 2 espaceurs 0,35 mm et 1 peigne 48 puits




LN9100
cuve grand modèle

- capacité échantillons : 48
- dim. extérieures : 27 x 53 cm
- dim. plaque de verre : 20 x 50 cm
- volume mini. tampon : 500 ml
- volume maxi. tampon : 1000 ml

LN9200
cuve ultra-grand modèle

- capacité échantillons : 96
- dim. extérieures : 40 x 48 cm
- dim. plaque de verre : 33 x 45 cm
- volume mini. tampon : 800 ml
- volume maxi. tampon : 2000 ml



référence		Prix HT
cuve de séquençage grand modèle		
LN9100	Cuve de séquençage grand modèle	1 195,00 €
accessoires pour cuve grand modèle		
LN9160	Plaque en verre plein pour cuve électrophorèse large, les 2	98,50 €
LN9161	Plaque en verre découpé pour cuve électrophorèse large, les 2	157,00 €
LN9162	Espaceur 0,25 mm pour cuve électrophorèse large, les 2	32,70 €
LN9163	Espaceur 0,35 mm pour cuve électrophorèse large, les 2	32,70 €
LN9164	Espaceur 1 mm pour cuve électrophorèse large, les 2	32,70 €
LN9165	Espaceur 1,5 mm pour cuve électrophorèse large, les 2	32,70 €
cuve de séquençage ultra-grand modèle		
LN9200	Cuve de séquençage ultra-grand modèle	1 235,00 €
accessoires pour cuve ultra-grand modèle		
LN9260	Plaque en verre plein pour cuve électrophorèse extra-large, les 2	93,70 €
LN9261	Plaque en verre découpé pour cuve électrophorèse extra-large, les 2	152,00 €
LN9262	Espaceur 0,25 mm pour cuve électrophorèse extra-large, les 2	32,70 €
LN9263	Espaceur 0,35 mm pour cuve électrophorèse extra-large, les 2	32,70 €
LN9264	Espaceur 1 mm pour cuve électrophorèse extra-large, les 2	32,70 €
LN9265	Espaceur 1,5 mm pour cuve électrophorèse extra-large, les 2	32,70 €

peignes pour cuves de séquençage

	épais. 0,25 mm - dents pointues		épais. 0,35 mm - dents pointues		épais. 1 mm - dents plates		épais. 1,5 mm - dents plates	
peignes pour LN9100								
nb. puits	référence	volume échantillon	référence	volume échantillon	référence	volume échantillon	référence	volume échantillon
24 puits	LN9120	7 µl	LN9130	9 µl	LN9140	40 µl	LN9150	60 µl
48 puits	LN9121	3 µl	LN9131	5 µl	LN9141	20 µl	LN9151	30 µl
Peignes pour LN9100		62,10 €			65,40 €			41,90 €
peignes pour LN9200								
nb. puits	référence	volume échantillon	référence	volume échantillon	référence	volume échantillon	référence	volume échantillon
48 puits	LN9220	7 µl	LN9230	9 µl	LN9240	35 µl	LN9250	50 µl
80 puits					LN9241	20 µl	LN9251	30 µl
96 puits	LN9221	3 µl	LN9231	5 µl				
Peignes pour LN9200		109,00 €			109,00 €			45,60 €