

Options et accessoires pour incubateurs réfrigérés Binder® gammes KB - KBW - KBF - KBWF



Sécurité

- 1 sécurité du clavier : permet d'éviter un dérèglement intempêtif des paramètres de programmation

Dispositifs d'installation et serrures

- 2 jeu de 4 cales pour superposer deux étuves
- 3 serrure de porte

Prises, éclairage interne

- 4 prise 230 V interne
- 5 éclairage interne simple, puissance 15 W ou 30 W suivant modèle (ne pas confondre avec l'illumination des étuves illuminées KBF, KBW, KBWF)

Interfaces, convertisseurs, sortie enregistreur

- 8 module équipé de 2 relais (contacts secs) programmables par le programmeur de température, sortie prise DIN 6 pôles
- 9 interface Ethernet : permet la connexion de l'étuve en réseau local Ethernet
- 10 interface RS422 : permet la connexion de l'étuve à un ordinateur en transformant la sortie ethernet de l'étuve en RS422
- 11 module équipé d'un relais (contacts secs) programmable par le programmeur de température et d'humidité, avec alarme sonore, sortie prise DIN 6 pôles

Capteurs de température

- 12 sonde de température Pt100 mobile avec câble souple placée à l'intérieur du caisson, report de connexion à l'arrière de l'étuve par prise Lemo, pour mesure de la température effective directement dans un échantillon placé à l'intérieur du caisson

accessoires et options	rep.	KB	KBF	KBW	KBWF	réf.	Prix HT
accessoires et options pour étuves 20 litres							
module 2 contacts secs	8	•				BV511	1 590,00 €
serrure de porte	3					KB23S	453,00 €
accessoires et options pour étuves 53 litres							
jeu de 4 cales	2	•				BV301	60,00 €
Pt100 mobile	12	•				BV603	559,00 €
prise interne 230 V	4	•				BV401	595,00 €
éclairage intérieur 15 W	6	•				KB53L	569,00 €
module 2 contacts secs	8	•				BV511	1 590,00 €
serrure de porte	3					KB53S	455,00 €
accessoires et options pour étuves 115 litres							
jeu de 4 cales	2	•				BV301	60,00 €
Pt100 mobile	12	•				BV603	559,00 €
Pt100 mobile	12	•	•			BV607	586,00 €
prise interne 230 V	4	•	•			BV401	595,00 €
éclairage intérieur 15 W	6	•				KB115L	569,00 €
module 2 contacts secs	8	•				BV511	1 590,00 €
relais alarme °C / HR	11	•				BV517	1 195,00 €
interface RS422	10	•				BV805	486,00 €
sécurité clavier	1	•				BV806	432,00 €
serrure de porte	3	•				KB115S	445,00 €
accessoires et options pour étuves 240 litres							
Pt100 mobile	12	•	•			BV607	586,00 €
prise interne 230 V	4	•	•			BV403	659,00 €
éclairage intérieur 15 W	6	•				KB240L	569,00 €
module 2 contacts secs	8	•	•			BV522	2 133,00 €
module 2 contacts secs	8	•				BV512	1 653,00 €
relais alarme °C / HR	11	•	•			BV519	1 301,00 €
interface RS422	10	•				BV805	486,00 €
interface ethernet	9	•	•			BV800	811,00 €
sécurité clavier	1	•				BV806	432,00 €
serrure de porte	3	•	•			KB241S	445,00 €
accessoires et options pour étuves 400 litres							
Pt100 mobile	12	•	•			BV607	586,00 €
prise interne 230 V	4	•	•			BV403	659,00 €
module 2 contacts secs	8	•	•			BV522	2 133,00 €
interface ethernet	9	•	•			BV800	811,00 €
serrure de porte	3	•	•			KB241S	445,00 €
accessoires et options pour étuves 720 litres							
Pt100 mobile	12	•	•	•		BV607	586,00 €
prise interne 230 V	4	•	•	•		BV404	612,00 €
éclairage intérieur 30 W	6	•				KBF720L	825,00 €
module 2 contacts secs	8	•	•			BV523	1 576,00 €
module 2 contacts secs	8	•				BV524	1 661,00 €
relais alarme °C / HR	11	•	•			BV525	1 195,00 €
interface ethernet	9	•	•	•		BV800	811,00 €
sécurité clavier	1	•				BV806	432,00 €
serrure de porte	3	•	•	•		KB730S	445,00 €

Passage de câble

- 13 passages de câble munis d'un obturateur en silicone, 4 diamètres disponibles, 4 positions d'installation possibles

passages de câble	rep.	KB	KBF	KBW	KBWF	réf.	Prix HT
passages de câbles pour étuves 20, 53 et 115 litres							
Ø 10 mm haut	13	•				KB10H	308,00 €
Ø 10 mm droite	13	•				KB10D	308,00 €
Ø 10 mm gauche	13	•				KB10G	308,00 €
Ø 10 mm arrière	13	•				KB10A	308,00 €
Ø 30 mm haut	13	•	•			KB29H	393,00 €
Ø 30 mm droite	13	•	•			KB29D	393,00 €
Ø 30 mm gauche	13	•	•			KB29G	393,00 €
Ø 30 mm arrière	13	•				KB29A	393,00 €
Ø 50 mm haut	13	•	•			KB50H	455,00 €
Ø 50 mm droite	13	•	•			KB51D	455,00 €
Ø 50 mm gauche	13	•	•			KB51G	455,00 €
Ø 50 mm arrière	13	•				KB50A	455,00 €
Ø 100 mm haut (1)	13	•	•			KB100H	725,00 €
passages de câbles pour étuves 240 litres							
Ø 30 mm haut	13	•	•	•		KB30H	393,00 €
Ø 30 mm droite	13	•	•	•		KB30D	393,00 €
Ø 30 mm gauche	13	•	•	•		KB30G	393,00 €
Ø 50 mm haut	13	•	•	•		KB51H	455,00 €
Ø 50 mm droite	13	•	•	•		KB51D	455,00 €
Ø 50 mm gauche	13	•	•	•		KB51G	455,00 €
Ø 100 mm haut	13	•	•	•		KB101H	725,00 €
passages de câbles pour étuves 400 et 720 litres							
Ø 30 mm haut	13	•	•	•		KB29H	393,00 €
Ø 30 mm droite	13	•	•	•		KB29D	393,00 €
Ø 30 mm gauche	13	•	•	•		KB29G	393,00 €
Ø 50 mm haut	13	•	•	•		KB50H	455,00 €
Ø 50 mm droite	13	•	•	•		KB52D	455,00 €
Ø 50 mm gauche	13	•	•	•		KB52G	455,00 €
Ø 100 mm haut	13	•	•	•		KB100H	725,00 €

(1) sauf KB23