

Armoires froid à cuve sécurisée

cuve sécurisée

froid positif +3 à +8°C

froid négatif -18 à -25°C



- porte réversible par l'utilisateur (rend la serrure inutilisable)
- cuve interne en ABS blanc thermoformé, angles arrondis
- carrosserie robuste en époxy blanc, traitée anticorrosion
- pieds à l'avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Armoires combinées

- régulation électronique
- précisions (non garantie) :
froid positif : ±5°C à +5°C,
froid négatif : ±7°C à -20°C
- affichage analogique de la température de consigne par barrettes de diodes LED
- dégivrage automatique (réfrigérateur)
- tablettes et balconnets de contre-porte en verre pour le réfrigérateur, tiroirs transparents pour le congélateur

Armoires froid négatif

- régulation thermostatique ou électronique suivant modèles
- dégivrage manuel
- refroidissement statique : régulation thermostatique, précision ±7°C à -20°C (non garantie)
- alarme sonore pour ouverture de porte et température (sauf RR6400)
- rangements : tiroirs transparents sur tablettes en verre (pas de tablette pour RR6430)
- pieds à l'avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

capacité utile	472 litres		80 litres		141 litres		232 litres		513 litres	
	armoire combinée		armoires froid négatif cuve sécurisée							
capacités utiles réfrigérateurs / congél.	232 + 91 litres		67 / - litres		101 / - litres		226 / - litres		472 / - litres	
température	+3 à +8°C / -20°C		-18 à -25°C		-18 à -25°C		-18 à -25°C		-18 à -25°C	
régulation	électronique		thermostat		électronique		électronique		électronique	
affichage température	analogique		-		affichage digital		affichage digital		affichage digital	
refroidissement	statique		statique		statique		statique		statique	
dimensions internes (l x p x h)	réfrig. 520 x p462 x h690 mm		440 x p410 x h410 mm		445 x p420 x h650 mm		460 x p420 x h1367 mm		607 x p570 x h1510 mm	
dimensions externes (l x p x h)	600 x p637 x h1817		553 x p610 x h630 mm		555 x p625 x h850 mm		600 x p631 x h1644 mm		750 x p760 x h1864 mm	
plateaux	nb. livrés / max.		4 tablettes verre		-		-		-	
	charge max. / total		25 kg		-		-		-	
tiroirs	nb. livrés		3 tiroirs		2 tiroirs		4 tiroirs		7 tiroirs	
	dim. tiroirs (l x p x h)		-		430 x 390 x h200 mm		460 x 400 x h150 mm		425 x 375 x h180 mm	
	dim. tiroir infér. (l x p x h)		-		430 x 290 x h200 mm		460 x 260 x h155 mm		425 x 205 x h190 mm	
poids brut / net	77 / 70 kg		31 / 28,5 Kg		49 / 44,8 Kg		79 / 74 Kg		99 / 94 Kg	
puissance - consommation	130 W - 347 kW/h/an		100 W - 255 kW/h/an		100 W - 300 kW/h/an		100 W - 365 kW/h/an		180 W - 420 kW/h/an	
Prix HT	RR7116 [5]	988,00 €	RR6400 [1]	581,00 €	RR6410 [2]	661,00 €	RR6440 [3]	955,00 €	RR6430 [4]	1 625,00 €
accessoires et options (descriptifs page 995)										
serrure de porte	RR30012	185,00 €	RR30011	128,00 €	RR30011	128,00 €	RR30011	128,00 €	RR30011	128,00 €
logement pour sonde	RR3009	99,00 €	RR3009	99,00 €	RR3009	99,00 €	RR3009	99,00 €	RR3009	99,00 €
alarme de température et report	RR35	751,00 €	RR35	751,00 €	RR35	751,00 €	RR35	751,00 €	RR35	751,00 €
câble et logiciel pour PC - RR35	RR36	295,00 €	RR36	295,00 €	RR36	295,00 €	RR36	295,00 €	RR36	295,00 €