

Armoires froid à cuve sécurisée ATEX

cuve sécurisée ATEX

froid positif -2 à +12°C

froid négatif -18 à -25°C

certifiables COFRAC

Cuve sécurisée ATEX3500

- cuve sécurisée contrôlée par un organisme agréé : ATEX 3500 X (Ex II 3G EEX nA II T6) conforme à la directive 94/9 CE
- dégivrage automatique (réfrigérateur) avec bac de récupération de l'eau de dégivrage
- serrure de porte
- porte réversible par l'utilisateur (rend la serrure inutilisable)

Armoires froid positif
à cuve sécurisée ATEX3500

- régulateur thermostatique sur bandeau
- gamme température +2 à +10°C
- précision $\pm 5^\circ\text{C}$ à +5°C (non garantie)
- refroidissement statique
- cuve interne en ABS blanc thermoformé, angles arrondis
- carrosserie robuste en époxy blanc, traitée anticorrosion
- pieds réglables en hauteur à l'avant
- compatible température ambiante de +10 à +30°C
- connexion RS485 pour contrôle et traçabilité via un PC (câble et logiciel en option RR3015)

Armoires froid positif ou négatif
certifiables COFRAC
à cuve sécurisée ATEX3500

- gamme température :
 - +2 à +12°C précision $\pm 3^\circ\text{C}$ à +5°C garantie
 - 10 à -26°C précision $\pm 5^\circ\text{C}$ à -20°C garantie
- régulateur électronique avec affichage digital résolution 0,1°C
- froid ventilé ou statique
- cuve interne en ABS blanc thermoformé, angles arrondis avec isolation polyuréthane haute densité
- carrosserie en acier recouvert de peinture époxy blanche (anticorrosion)
- possibilité de certification COFRAC, cet appareil peut recevoir un certificat d'étalonnage garantissant la précision (certificats usine ou COFRAC)



1



2

- alarme sonore porte et température avec mémorisation des alarmes et contact sec pour report d'alarme
- connexion RS485 pour contrôle et traçabilité via un PC (câble et logiciel en option RR3015)
- **passage de cuve et logement pour sonde incluse** : passage $\varnothing 30$ mm placé sur le côté droit de l'appareil (1/3 du haut), logement pour sonde : installation d'un fourreau pour sonde Pt100 $\varnothing 8$ mm à l'intérieur de la cuve
- compatible température ambiante de +15 à +30°C



gamme "certifiable COFRAC" :
panneau de contrôle avec affichage digital



gamme "standard" :
thermostat standard, refroidissement statique

armoires froid positif cuve sécurisée ATEX3500

capacité brute	180 litres	260 litres	360 litres	500 litres
température	+2 à +10°C ±5°C	+2 à +10°C ±5°C	+2 à +10°C ±5°C	+2 à +10°C ±5°C
régulation	thermostat	thermostat	thermostat	thermostat
affichage température	-	-	-	-
refroidissement	statique	statique	statique	statique
dimensions internes (l x p x h) mm	513 x p433 x h734	513 x p433 x h1047	513 x p433 x h1418	646 x p516 x h1338
dimensions externes (l x p x h) mm	602 x p600 x h884	602 x p600 x h1215	602 x p600 x h1589	755 x p715 x h1515
plateaux	nb. livrés / max.	3 / 11 en verre	4 / 21 en verre	5 / 25 en verre
	dimensions	540 x 405 mm	540 x 405 mm	540 x 405 mm
	hauteur de réglage	30 mm	30 mm	30 mm
	charge max. plat. / total	40 / 112 kg	40 / 154 kg	40 / 214 kg
pois brut / net	38 / 36 Kg	47 / 44 Kg	62 / 58,5 Kg	78 / 73,5 Kg
puissance - consommation	120W - 329kW/h/an	140W - 365kW/h/an	150W - 402kW/h/an	150W - 402kW/h/an
Armoires réfrigérées à cuve sécurisée	RR6050 847,00 €	RR6060 922,00 €	RR6070 1 026,00 €	RR6080 1 240,00 €
accessoires et options (descriptifs page 995)				
plateau supplémentaire	RR6100 56,00 €	RR6100 56,00 €	RR6100 56,00 €	RR6102 56,00 €
logement pour sonde	RR3009 99,00 €	RR3009 99,00 €	RR3009 99,00 €	RR3009 99,00 €
alarme de température et report	RR35 751,00 €	RR35 751,00 €	RR35 751,00 €	RR35 751,00 €
câble et logiciel pour PC - RR35	RR36 295,00 €	RR36 295,00 €	RR36 295,00 €	RR36 295,00 €
serrure de porte	RR30011 128,00 €	RR30011 128,00 €	RR30011 128,00 €	RR30011 128,00 €

armoires certifiables COFRAC cuve sécurisée ATEX3500

capacité brute	141 litres	360 litres	139 litres	310 litres
	armoires froid positif +2 à +12°C ±3°C		armoires froid négatif -10 à -26°C ±5°C	
température	+2 à +12°C ±3°C	+2 à +12°C ±3°C	-10 à -26°C ±5°C	-10 à -26°C ±5°C
régulation	électronique	électronique	électronique	électronique
affichage température	affichage digital	affichage digital	affichage digital	affichage digital
refroidissement	ventilé	ventilé	statique	statique
dimensions internes (l x p x h) mm	455 x p435 x h667	455 x p435 x h1650	455 x p453 x h667	455 x p435 x h1650
dimensions externes (l x p x h) mm	600 x p615 x h820	600 x p615 x h1840	600 x p615 x h820	600 x p615 x h1840
grilles	nb. livrés / max.	3 / 11 grilles	5 / 36 grilles	3 / 3
	dimensions	455 x p435	455 x p435	455 x p435
	hauteur de réglage	32 mm	32 mm	-
	charge max. plat. / total	40 / 80 kg	40 / 120 kg	-
tiroirs	nb. livrés	-	-	4 tiroirs
	dim. tiroirs (lxpxh) mm	-	-	467 x 444 x 138 mm
	dim. tiroir infér. (lxpxh) mm	-	-	467 x 285 x 175 mm
pois brut / net	40 / 37 Kg	63 / 68 kg	41 / 43 kg	82 / 89 kg
puissance - consommation	100 W - 255 kW/h/an	180 W - 204 kW/h/an	100 W - 204 kW/h/an	200 W - 365 kW/h/an
Armoires réfrigérées à cuve sécurisée	RR6200 1 570,00 €	RR6210 2 055,00 €	RR6220 1 545,00 €	RR6230 2 025,00 €
accessoires et options (descriptifs page 995)				
plateau supplémentaire	RR6201 48,00 €	RR6201 48,00 €	-	-
cadre de superposition de deux armoires	RR3087 247,00 €	-	RR3087 247,00 €	-
câble RS485 - RS232 et logiciel	RR3015 298,00 €	RR3015 298,00 €	RR3015 298,00 €	RR3015 298,00 €
alarme de température et report	RR35 751,00 €	RR35 751,00 €	RR35 751,00 €	RR35 751,00 €
câble et logiciel pour PC - RR35	RR36 295,00 €	RR36 295,00 €	RR36 295,00 €	RR36 295,00 €
enregistreur - alarmes, clé USB et logiciel	RR45 973,00 €	RR45 973,00 €	RR45 973,00 €	RR45 973,00 €
enregistreur à disque	RR3014 1 106,00 €	RR3014 1 106,00 €	RR3014 1 106,00 €	RR3014 1 106,00 €