


Perce-bouchon

- en laiton poli
- 3 modèles avec 6, 12 ou 18 diamètres



réf.	nb de diamètres	Ø	Prix HT
SML212	6	Ø 6 à 11 mm	
SML214	12	Ø 6 à 17 mm	
SML216	18	Ø 6 à 23 mm	

Raclettes spéciales en caoutchouc ou en silicone



- épaisseur 5 mm, largeur 25 / 35 mm,
- hauteur 32 mm, perforation pour tige de Ø 5 mm

référence	matière	dureté Shore	Prix HT l'unité
ND2501	caoutchouc gris	40A	
ND2502	caoutchouc rouge	40A	
ND2503	silicone	50A	

Parafilm® M



- pour boucher et protéger
- idéal pour les flacons et boîtes à culture
- température : de -45 à +50°C
- film plastique translucide extensible jusqu'à 200 % et auto-adhésif
- neutre, sans odeur et non toxique
- imperméable aux liquides et à l'humidité
- perméable aux gaz
- ne laisse aucune trace après retrait
- thermoplastique
- nombreuses applications : bouchage de tubes, flacons, boîtes de culture etc.
- température d'utilisation : -45 à +50°C
- conditions de stockage : 3 ans, de +8 à +32°C et 50% HR max.

référence	largeur	longueur	Prix HT
P8505	5 cm	75 m	
P8510	10 cm	38 m	
P8511	10 cm	75 m	
P8550	50 cm	15 m	


Bouchons en PTFE pour cols à rodages coniques normalisés



- bouchons en PTFE pur, résistants jusqu'à 280°C
- excellente étanchéité et excellente résistance au vide

référence	Ø rodage	hauteur	Prix HT
C12270	10 / 19 mm	31 mm	
C12271	14 / 23 mm	34 mm	
C12272	19 / 26 mm	38 mm	
C12273	24 / 29 mm	44 mm	
C12274	29 / 32 mm	47 mm	
C12275	34 / 35 mm	51 mm	

Bouchons en LDPE pour cols à rodages coniques normalisés



référence	Ø rodage	Prix HT
PL1090	7 / 16 mm	
PL1091	10 / 19 mm	
PL1092	12 / 21 mm	
PL1093	14 / 23 mm	
PL1094	19 / 26 mm	
PL1095	24 / 29 mm	
PL1096	29 / 32 mm	
PL1097	34,5 / 35 mm	
PL1098	45 / 40 mm	
PL1099	60 / 50 mm	