


Capsules d'incinération en porcelaine

- capsules d'incinération en porcelaine dure
- température jusqu'à +1050°C
- excellente résistance aux acides
- conformes à la norme DIN 12904



référence	dimensions	capacité	Prix HT
A - capsules forme basse			
HG1102	Ø 37 x 10 mm	5 ml	
HG1103	Ø 42 x 11 mm	8 ml	
HG1104	Ø 47 x 12 mm	10 ml	
B - capsules forme haute			
HG1107	Ø 40 x 20 mm	20 ml	
HG1108	Ø 50 x 25 mm	30 ml	
HG1109	Ø 60 x 30 mm	45 ml	
C - capsules forme plateau			
HG1111	48 x 25 x 10 mm		
HG1112	55 x 40 x 15 mm		
HG1113	70 x 45 x 12 mm		
HG1114	95 x 58 x 15 mm		

Capsules d'évaporation en porcelaine



- capsules d'évaporation en porcelaine dure émaillée avec bec verseur
- température jusqu'à +1050°C
- excellente résistance aux acides
- conformes à la norme DIN 12903 excepté les capsules forme française

référence	dim. (Ø x h)	capacité	Prix HT
A - capsules fond plat			
HG1120	Ø 40 x 8 mm	8 ml	
HG1121	Ø 50 x 10 mm	10 ml	
HG1122	Ø 63 x 13 mm	20 ml	
HG1123	Ø 80 x 16 mm	45 ml	
HG1124	Ø 100 x 20 mm	100 ml	
HG1125	Ø 125 x 25 mm	260 ml	
HG1126	Ø 160 x 40 mm	520 ml	
HG1127	Ø 200 x 55 mm	1100 ml	
HG1128	Ø 240 x 60 mm	1750 ml	###
HG1129	Ø 300 x 55 mm	2900 ml	
B - capsules fond rond			
HG1130	Ø 40 x 16 mm	10 ml	
HG1131	Ø 50 x 20 mm	25 ml	
HG1132	Ø 63 x 25 mm	35 ml	
HG1133	Ø 80 x 32 mm	75 ml	
HG1134	Ø 100 x 40 mm	115 ml	
HG1135	Ø 125 x 50 mm	250 ml	
HG1136	Ø 160 x 64 mm	580 ml	
HG1137	Ø 200 x 80 mm	1000 ml	
HG1138	Ø 250 x 100 mm	2000 ml	
HG1139	Ø 315 x 126 mm	3000 ml	
C - capsules fond rond forme française			
HG1160	Ø 75 x 40 mm	50 ml	
HG1161	Ø 97 x 50 mm	150 ml	
HG1162	Ø 110 x 52 mm	250 ml	
HG1163	Ø 125 x 65 mm	350 ml	
D - capsules fond plat forme française			
HG1174	Ø 58 x 24 mm	30 ml	
HG1175	Ø 75 x 30 mm	60 ml	
HG1176	Ø 97 x 40 mm	140 ml	
HG1177	Ø 110 x 50 mm	250 ml	
HG1178	Ø 125 x 52 mm	270 ml	
HG1179	Ø 150 x 60 mm	370 ml	

Plateau à creusets en porcelaine



- plateau en porcelaine dure pour 6 creusets Ø 35 mm
- température jusqu'à +1050°C
- dim. (l x p x h) : 115 x 80 x 10 mm

référence	Prix HT
HG1095	Plateau en porcelaine pour 6 creusets Ø 35 mm

Nacelles en porcelaine



- nacelles en porcelaine dure
- température jusqu'à +1050°C

dim. (L x l x h)	référence	Prix HT
90 x 12 x 8 mm	HG1201	
100 x 12 x 10 mm	HG1202	
130 x 20 x 13 mm	HG1203	