



Boîtes cryogéniques en polycarbonate


pour tubes cryogéniques 1,2 et 2 ml



BP1501



BP1502



BP1505

- boîtes cryogéniques en polycarbonate
- **capacité** : 81 ou 100 tubes cryogéniques de 1,2 et 2 ml avec filetage interne ou externe Ø 12,5 mm
- **température** : -196°C à +121°C
- empilables et autoclavables +121°C
- couvercle transparent avec grille numérotée pour l'identification des tubes
- dim. (l x p x h) : 130 x 130 x 50 mm
- **BP1505** : boîte seule avec base et couvercle sans grille numérotée


boîtes en polycarbonate

référence	capacité	Prix HT
BP1501	100 tubes cryogéniques à filetage interne	
BP1502	81 tubes cryogéniques à filetage interne ou externe	
BP1505	base et couvercle seuls	

Boîtes cryogéniques hydrophobes LMR® en carton

boîtes, séparateurs et étiquettes

- séparateurs pour 49, 69, 81 ou 100 divisions
- résistance jusqu'à -90°C
- imperméable à l'eau



à partir de € HT
3,90

- fabriquées en carton blanc et recouvert d'un **revêtement imperméable à l'eau**
- s'adaptent dans tout système de rangement pour congélateur jusqu'à -90°C
- séparateurs pour 49, 64, 81 ou 100 divisions

boîtes SANS séparateurs

réf.	dimensions	Prix HT
BP1001	130 x 130 x 50 mm	
BP1002	130 x 130 x 75 mm	
BP1003	130 x 130 x 95 mm	

séparateurs

réf.	divisions	Prix HT
BP1010	49 divisions 16 x 16 mm	
BP1011	64 divisions 14 x 14 mm	
BP1012	81 divisions 13 x 13 mm	
BP1013	100 divisions 12 x 12 mm	

boîtes complètes avec séparateur

- pour microtubes, tubes cryogéniques, tubes à centrifuger
- résistance jusqu'à -90°C
- imperméable à l'eau



- fabriquées en carton blanc et recouvert d'un **revêtement imperméable à l'eau**
- température jusqu'à -90°C
- **BP1935** : boîte multifonctions (microtubes, tubes cryogéniques, etc.)

réf.	dimensions	Prix HT
100 microtubes 0,2 ml		
BP1901	130 x 130 x 35 mm	
100 microtubes 0,5 ml		
BP1902	130 x 130 x 35 mm	
81 microtubes 1,5 / 2,0 ml		
ou 81 tubes cryogéniques 1,2 / 2,0 ml		
ou 81 tubes Ø 5 à 13 mm		
BP1935	130 x 130 x 50 mm	
81 tubes cryogéniques 3 / 4 ml		
BP1938	130 x 130 x 75 mm	
81 tubes cryogéniques 5 ml		
BP1939	130 x 130 x 90 mm	
25 tubes à centrifugation 15 ml (Ø 17 mm)		
BP1955	130 x 130 x 127 mm	
9 tubes à centrifugation 50 ml (Ø 30 mm)		
BP1956	130 x 130 x 127 mm	