

## BX7393 crème protectrice des mains

assure la protection des mains contre les substances abrasives ou chimiques telles que sable, encres, peintures, sels, etc.

- SANS produits pétroliers, SANS hydrocarbures chlorofluorés
  - solution aqueuse, biodégradable
  - arôme naturel frais et parfumé
  - dégraissage hautes performances
- pénétration et séchage rapides
  - forme un écran protecteur contre les polluants aqueux et huileux
  - contient des huiles et des émoullients naturels préservant la souplesse de la peau
  - contribue à éliminer les effets de l'abrasion
  - convient pour toute application où les mains sont en contact prolongé avec des polluants mouillés ou secs
  - maintient la peau hydratée et contribue à la protéger contre les infections
  - empêche la peau de se crevasser
  - **efficace contre toutes sortes de substances agressives : peintures, encres, sels et produits chimiques**
  - **évite le contact avec une substance inconnue**
  - la crème BX7393 est très appréciée par les techniciens dentaires pour le polissage des couronnes ; appliquer la crème avant le polissage et éliminer par



- un simple lavage
- **mode d'emploi** : se laver parfaitement les mains, bien sécher puis déposer une petite quantité de crème sur les mains, frotter celles-ci pour faire pénétrer la crème, insister entre les doigts et sous les ongles, poursuivre jusqu'à ce que la peau soit sèche

**BX7393** Crème protectrice des mains, en flacon compressible de 500 ml, le flacon

## Sacs spéciaux pour autoclavage



- sacs en polyéthylène haute densité, extrêmement solide
- épaisseur : 110 à 160 µm

référence	capacité litres	hxl en cm	temp. max	Prix HT les 100
AB200310	24 litres	30x60	150°C	
AB200311	45 litres	40x75	150°C	
AB200100	54 litres	75x50	130°C	
AB200312	65 litres	60x75	150°C	



## Lingettes nettoyantes et désinfectantes

*bactéricide,  
fongicide  
et virucide*

- serviettes pré-découpées imprégnées de désinfectant
- distributeurs munis d'un opercule pour une longue conservation
- 150 lingettes par distributeur
- aucune irritation de la peau

- **bactéricide** conforme aux normes AFNOR NF T72-150, NF T72-170 et DGHM
- **fongicide** conforme aux normes AFNOR NF T72-200 et DGHM
- **virucide** conforme aux normes AFNOR NF T72-180 comprenant HBV et HIV
- dimensions (Lxl) : 200 x 130 mm

**MS1000** Lingettes nettoyantes et désinfectantes, le distributeur de 150 lingettes