

Fioles jaugées A : spéciales pharmaceutique

- conformes aux normes : DIN12685, ISO47800 et USP (pharmacopée américaine)
- numéro de lot inscrit sur chaque fiole
- certificat de conformité de lot



| capacité | tolérance | rodage, Ø int. col | dim. Ø corps x h | référence | prix HT |
|----------|-----------|--------------------|------------------|--------------|---------|
| 5 ml | ±0,02 ml | 10/19, 8 mm | 22 x 72 mm | USP1 | |
| 10 ml | ±0,02 ml | 10/19, 8 mm | 27 x 92 mm | USP2 | |
| 20 ml | ±0,03 ml | 10/19, 8 mm | 37 x 107 mm | USP3 | |
| 25 ml | ±0,03 ml | 10/19, 8 mm | 39 x 112 mm | USP4 | |
| 50 ml | ±0,05 ml | 12/21, 10 mm | 48 x 145 mm | USP5 | |
| 100 ml | ±0,08 ml | 14/23, 12 mm | 61 x 175 mm | USP6 | |
| 200 ml | ±0,10 ml | 14/23, 12 mm | 76 x 215 mm | USP7 | |
| 250 ml | ±0,12 ml | 14/23, 12 mm | 80 x 225 mm | USP8 | |
| 500 ml | ±0,15 ml | 19/26, 17 mm | 101 x 261 mm | USP9 | |
| 1000 ml | ±0,30 ml | 24/29, 22 mm | 127 x 305 mm | USP10 | |
| 2000 ml | ±0,50 ml | 29/32, 25 mm | 161 x 375 mm | USP11 | |
| 5000 ml | ±1,20 ml | 34/35, 42 mm | 217 x 475 mm | USP12 | |

- normes DIN12685, ISO47800 et USP : répondent aux dernières exigences des laboratoires pharmaceutiques
- numéro de lot inscrit sur chaque fiole
- certificat de conformité propre à chaque lot
- bouchon rodé en polyéthylène
- trait de jauge gravé : meilleure précision
- sérigraphie émaillée blanc
- capacité de 5 à 5000 ml