



Supports éleveurs en acier inoxydable

- construits entièrement en acier inox
- **mécanisme de grande précision**
- dispositif de blocage assurant une stabilité parfaite
- charge maximum statique : environ 40 Kg
- charge maximum dynamique (en mouvement) : SML851 : 5 kg, SML852 : 10 kg, SML853 : 20 kg




référence	surface de pose	hauteur réglable	Prix HT
SML851	130 x 160 mm	60 à 245 mm	
SML852	200 x 200 mm	65 à 300 mm	
SML853	300 x 300 mm	70 à 450 mm	

Supports éleveurs en aluminium ou en inox

acier inox 18/8 ou aluminium anodisé

- construits entièrement en acier inoxydable 18/8 ou en aluminium anodisé
- dispositif de blocage permettant de stabiliser le support
- **molette de réglage** pour les modèles à charge maximum 10 et 20 kg
- **clé à cliquet** pour les modèles à charge maximum 80 kg (facilite l'élévation)



BC7130



BC7185




supports éleveurs en acier inox 18/8

référence	surface de pose (lxp)	hauteur plateau	charge max.	Prix HT
BC7115	100 x 100 mm	55 à 120 mm	10 kg	
BC7120	160 x 130 mm	60 à 275 mm	20 kg	
BC7130	200 x 200 mm	60 à 275 mm	20 kg	
BC7140	240 x 240 mm	60 à 275 mm	20 kg	
BC7185	300 x 300 mm	130 à 470 mm	80 kg	
BC7195	400 x 400 mm	130 à 470 mm	80 kg	

supports éleveurs en aluminium anodisé bleu

référence	surface de pose (lxp)	hauteur plateau	charge max.	Prix HT
BC7016	100 x 100 mm	55 à 120 mm	10 kg	
BC7021	160 x 130 mm	60 à 275 mm	20 kg	
BC7031	200 x 200 mm	60 à 275 mm	20 kg	
BC7041	240 x 240 mm	60 à 275 mm	20 kg	
BC7086	300 x 300 mm	130 à 470 mm	80 kg	
BC7096	400 x 400 mm	130 à 470 mm	80 kg	



BC7031