

Paniers plastique pour flacons

- fabrication en polypropylène rouge
- anses larges
- paniers pour flacons de 1 ou 2 litres



| référence | dimensions Lxlxh | capacité litres | Prix HT |
|-----------|---------------------|--------------------|---------|
| PL1145 | 295x200x285 mm | 6 x 1 litre | |
| PL1146 | 250x250x325 mm | 4 x 2 litres | |

Panier de transport



facilite les déplacements répétés

- fabrication en polypropylène
- convient pour nombreux types de flacons et d'instruments
- 2 compartiments de part et d'autre de la poignée de transport
- dim. (Lxlxp) : 385 x 255 x 150 mm

PL1147 Panier de transport

Panier-égouttoir



- fabrication en polypropylène rouge
- 4 compartiments perforés et évasés adaptés au séchage, au transport ou au stockage d'instruments longs
- dim. (Lxlxp) : 160 x 160 x 140 mm

PL1148 Panier-égouttoir

Desserte à paniers


4 paniers superposés facile d'accès



- desserte composée de 4 paniers superposés et de 4 roulettes
- fabrication en polypropylène blanc
- paniers fond et côtés perforés, dim. (Lxlxh) : 400 x 300 x 100 mm
- facilite le transport ou le stockage d'instruments
- dimensions totale (Lxlxh) : 400 x 300 x 890 mm

PL1150 Desserte à paniers

Paniers carrés en acier inoxydable



- paniers carrés en fil d'acier inoxydable
- très robustes
- anse rabattable en acier inoxydable
- couvercle, cloisons croisées ou séparations : sur demande

| référence | dim. L x l | hauteur | Prix HT |
|-----------|---------------|---------|---------|
| AX38101 | 120 x 120 mm | 145 mm | |
| AX38104 | 140 x 140 mm | 65 mm | |
| AX38105 | 140 x 140 mm | 140 mm | |
| AX38106 | 160 x 160 mm | 140 mm | |
| AX38108 | 210 x 210 mm | 180 mm | |
| AX38110 | 300 x 300 mm | 200 mm | |

Paniers ronds en acier inoxydable



- paniers ronds en fil d'acier inoxydable
- anse rabattable en acier inoxydable
- structure renforcée
- cloisons croisées sur demande

| référence | dimensions Ø x h | Prix HT |
|-----------|---------------------|---------|
| AX38133 | Ø 150 x 125 mm | |
| AX38136 | Ø 200 x 150 mm | |
| AX38137 | Ø 200 x 200 mm | |
| AX38138 | Ø 210 x 180 mm | |
| AX38139 | Ø 230 x 180 mm | |
| AX38140 | Ø 240 x 180 mm | |