

Les accessoires indispensables en non tissé

Tabliers classe III - type 6

- tablier en polypropylène non tissé (41 g/m²) recouvert d'un film de polyéthylène microporeux
- cordon encolure et ceinture
- confortable, léger et souple
- traité antistatique



référence

Prix HT

KA4015 Tabliers PP, les 100

Manchettes classe III - type 6



- Manchettes en polypropylène non tissées (41 g/m²) recouvertes d'un film de polyéthylène microporeux
- 1 élastique à chaque extrémité
- longueur : 46 cm

référence

Prix HT

KA4030 Manchette PP, les 100 paires

Surchaussures



- surchaussures en polypropylène (40 g/m²)
- élastique à la cheville, couture sous la semelle

référence

Prix HT

KA4051 Surchaussures blanches, les 200

Masques



1 masque élastique



2 masque à lanière

- masque à élastiques ou à lanières
- en polypropylène avec un filtre
- barrette nasale 130 mm anti-buée
- très haute filtration : 99,7 % (test réalisé avec des particules de 3 µm)
- grande facilité de respiration

référence

Prix HT

KA4070 1 Masques 2 plis à élastique bleu, les 50

KA 4075 2 Masques 3 plis à lanière vert, les 50

Coiffures



1 calot ovale



2 charlotte ronde



3 charlotte à clip

- calot réglable en papier lisse avec fond perforé, l x h : 278 x 85 mm
- charlottes à clip ou rondes en polypropylène blanc, parfaitement aérées (Ø 50 cm)

référence

Prix HT

KA4090 1 Calots plats, les 100

KA4080 2 Charlottes à clip, les 100

KA4085 3 Charlottes rondes, les 100

Kit visiteur

idéal pour les visiteurs extérieurs au laboratoire

classe I : risque mineur

disponible en taille unique :

- 1 blouse en polyéthylène blanc avec col et fermeture à pressions
- 1 paire de sur-chaussures en polyéthylène bleu
- 1 masque papier blanc à un pli
- 1 charlotte clip en polypropylène blanc

référence

Prix HT

KA5000 Kit visiteur, les 100

Gants haute protection



- idéal pour un travail en toute sécurité en présence de matières grasses (animale ou végétale), huiles, solutions caustiques, acides, etc.
- haute résistance aux coupures et à l'usure
- revêtement externe en Rubiflex® et interne en coton
- 2 longueurs : 370 mm ou 600 mm (protection des mains et des avant-bras)
- flexible et souple
- excellente sensibilité tactile
- conforme aux normes EN 374

référence

Prix HT

B25072 gant haute protection long 370 mm, la paire

B25073 gant haute protection long 600mm, la paire