

Gants de sécurité

jusqu'à +230 °C



- doux, pliables, lavables
- idéal pour manipulation des objets chauds issus de l'autoclave ou de l'étuve
- sans amiante
- couleur orange, très visible
- modèle manchette haute (long. 28 cm)

référence	long. manchette	long. totale	Prix HT la paire
H132010	13 cm	33 cm	
H132011	28 cm	47 cm	

Gants cryogéniques

utilisables avec azote liquide en phase vapeur jusqu'à -190°C



- confortable, maniable et imperméable
- gant cryogénique prolongé par une manchette permettant de protéger l'avant-bras de l'utilisateur
- enveloppe externe en polyamide bleu imperméable et interne en polyester et coton combiné à un film de polyoléfin
- **applications** : atmosphère cryogénique (azote, oxygène et hélium liquide, etc.) et de congélation (congélateur, etc.)

BP1360 Gant cryogénique étanche à manchette, taille femme, longueur 360 mm, la paire

BP1380 Gant cryogénique étanche à manchette, taille homme, longueur 380 mm, la paire

Doigtier de sécurité

de - 57°C à + 260°C



- doigtier en caoutchouc siliconé
- relief avec crampons pour une meilleure adhérence
- deux modèles : doigtier main entière ou doigtier 3 doigts

réf.	désignation	dimensions	Prix HT
H1034A	Doigtier main entière	177 x 100 x 320 mm	
H1034B	Doigtier 3 doigts	150 x 58 x 32 mm	