

Gants de sécurité jusqu'à +230 °C



- doux, pliables, lavables
- idéal pour manipulation des objets chauds issus de l'autoclave ou de l'étuve
- sans amiante
- couleur orange, très visible
- modèle manchette haute (long. 28 cm)

référence	long. manchette	long. totale	Prix HT la paire
H132010	13 cm	33 cm	
H132011	28 cm	47 cm	

Gants cryogéniques utilisables avec azote liquide en phase vapeur jusqu'à -190°C



- confortable, maniable et imperméable
- gant cryogénique prolongé par une manchette permettant de protéger l'avant-bras de l'utilisateur
- enveloppe externe en polyamide bleu imperméable et interne en polyester et coton combiné à un film de polyoléfin
- **applications** : atmosphère cryogénique (azote, oxygène et hélium liquide, etc.) et de congélation (congélateur, etc.)

BP1360 Gant cryogénique étanche à manchette, taille femme, longueur 360 mm, la paire

BP1380 Gant cryogénique étanche à manchette, taille homme, longueur 380 mm, la paire

Rince-œil et stations rince-œil

Indispensables à la sécurité en laboratoire
pour rincer l'œil en cas d'accident !

Rince-œil



F24850

- équipé d'un capuchon imperméable garantissant l'hygiène
- une valve spéciale assure le remplissage d'air dans la bouteille et évite la contamination en retour, de l'eau après rinçage
- plaque perforée permettant d'assurer un jet d'eau diffus et non violent
- tube d'évacuation de l'eau usée par le rinçage, ce tube est rotatif et peut être placé dans n'importe quelle direction
- peut être utilisé sur des personnes en position assise, debout ou couchée

F24850 Rince-œil 500 ml

F24851 Rince-œil 1000 ml

Stations Rince-œil



F24866



F24868

- support mural en matière plastique moulé, très solide
- maintient parfaitement la bouteille et le tube d'évacuation
- livré avec un petit couvercle, protection contre la poussière
- le rince-œil est dégagé très facilement en cas de nécessité
- support équipé d'un miroir
- montage par 4 vis
- dim. : 440 x 380 mm (station monoposte) ou 460 x 360 mm (station double)

F24865 Station rince-œil 500 ml, complète

F24866 Station rince-œil 1000 ml, complète

F24868 Station rince-œil deux postes (2 x 1000 ml) complète

attention ! les flacons sont livrés sans liquide physiologique