


EGOUTTOIRS

Egouttoir plat 44 places

- égouttoir en fil d'acier plastifié PVC, avec cuvette de récupération
- **modèle à 44 emplacements à 45°** : 20 emplacements pour Erlen, ballons, etc. (Ø col min. 18 mm) et 24 emplacements pour tubes
- dim. (lpxh) : 420 x 160 x 610 mm / 3 kg

BC1044 Egouttoir 44 places
avec cuvette de récupération



Egouttoir plat 55 places

- en fil d'acier recouvert PVC blanc, avec cuvette de récupération
- **55 emplacements** recouvert d'un embout de plastique orange pour protéger la verrerie et **5 emplacements** spécialement conçus pour erlenmeyers et béchers
- peut être utilisé sur paillasse ou suspendu grâce à deux anneaux pour fixation murale
- dim. (lpxh) : 360 x 140 x 640 mm
- poids : 2,2 kg

AX3110 Egouttoir 60 places



Egouttoir plat 65 places

- égouttoir en fil d'acier plastifié PVC, avec cuvette de récupération
- **modèle à 65 emplacements à 45°** : 5 emplacements pour Erlen, ballons, etc. (Ø col min. 18 mm) et 60 emplacements pour tubes
- dim. (lpxh) : 420 x 160 x 610 mm / 3 kg

BC1065 Egouttoir 65 places
avec cuvette de récupération



Egouttoir mural 72 places



- **72 places avec tiges démontables**
- égouttoir en polystyrène antichoc
- rigole d'écoulement équipée d'un robinet de vidange
- fixation murale
- dim. (lxh) : 450 x 630 mm

AX3000 Egouttoir 72 places