


Egouttoirs en matière plastique



- hydrophobes, incassables et esthétiques
- excellente résistance chimique

- les tiges en polypropylène sont placées individuellement dans les alésages et sont parfaitement verrouillées
- longueur tiges : 60, 100 et 150 mm
- rigole d'écoulement équipée d'un raccord de drainage pour branchement à un tuyau d'évacuation
- fond blanc (PVC), tiges bleues (PP)
- 3 tailles (lxh) : 400 x 400 mm, 500 x 500 mm ou 600 x 600 mm
- conditionnement de haute qualité ; livrés en emballage très solide, chaque égouttoir est recouvert d'un film protecteur anti-poussière et anti-rayure, avec vis de fixation murale

égouttoirs complets avec rigole d'écoulement en PVC et tiges interchangeables en polypropylène

référence	nb. places	dimensions	nombre de tiges			Prix HT
			60 mm	100 mm	150 mm	
B964040	33 places	400 x 400 mm	5	26	2	
B964050	53 places	500 x 500 mm	10	39	4	
B964060	77 places	600 x 600 mm	15	56	6	
tiges interchangeables complémentaires bleues en polypropylène						
B964460	Ø 6 x 60 mm, les 10					
B9644100	Ø 10 x 100 mm, les 10					
B9644150	Ø 12 x 150 mm*, les 10					

* ne convient qu'en complément de la tige B9644100