

Goupillons en mousse de polyéthylène

idéal pour la verrerie, extrémité en mousse spéciale, résiste aux acides et détergents



BH4550 BH2300 BH1255 BH1250

	gouillon	long. totale	référence	Prix HT
gouillon court à manche rigide	Ø 65 x 100 mm	250 mm	BH2300	
gouillon long à manche rigide	Ø 65 x 100 mm	480 mm	BH4550	
gouillon long à manche flexible	Ø 18 x 343 mm	410 mm	BH1250	
gouillon court à manche flexible double	Ø [2x10] x 178 mm	220 mm	BH1255	

Goupillons universels extrémité en éventail



en nylon ou en soie, armature et manche en fer zingué

		gouillons nylon		gouillons soie	
gouillon	longueur totale	référence	Prix HT	référence	Prix HT
Ø 10 x 100 mm	300 mm	SML635		SML735	
Ø 15 x 100 mm	300 mm	SML636		SML736	
Ø 20 x 100 mm	300 mm	SML637		SML737	
Ø 30 x 100 mm	300 mm	SML639		SML739	
Ø 40 x 120 mm	350 mm	SML641		SML741	
Ø 50 x 120 mm	350 mm	SML642		SML742	
Ø 80 x 150 mm	400 mm	SML644		SML744	

Goupillons universels extrémité balai



gouillons en nylon ou en soie, armature et manche en fer zingué

		gouillon nylon		gouillon soie	
gouillon	longueur totale	référence	Prix HT	référence	Prix HT
Ø 10 x 100 mm	330 mm	SML610		SML710	
Ø 20 x 100 mm	330 mm	SML612		SML715	
Ø 30 x 100 mm	330 mm	SML614		SML714	
Ø 40 x 120 mm	400 mm	SML616		SML716	
Ø 50 x 120 mm	400 mm	SML617		SML717	
Ø 80 x 120 mm	450 mm	SML619		SML719	


Mini gouillon



mini gouillon en nylon, armature et manche inox, gouillon Ø 12 x 70 mm, longueur totale 200 mm

SML595 Mini-gouillon

Gouillon pour butyromètre



gouillon en nylon, armature et manche inox, gouillon Ø 8 x 15 mm, long. 70 mm, longueur totale 260 mm

SML596 Gouillon pour butyromètre

Gouillon à manche long pour burette



gouillon extrémité balai en poils de sanglier, armature et manche en fer zingué, longueur totale 830 mm,

référence	dimensions	Prix HT
SML620	Ø 10 X 120 mm	
SML621	Ø 15 X 120 mm	

Gouillon pour bécher



spécialement adapté pour bécher, longueur gouillon 130 mm, longueur totale 380 mm

SML622 Gouillon pour bécher

Gouillon pour ballon et Erlen



forme spécialement adaptée aux ballons et Erlen, longueur 560 mm, largeur 220 mm

SML624 Gouillon pour ballon