

Essuyeurs non tissés

- fabriqués selon une technique exclusive Dupont de Nemours



- essuyeurs bleus crêpés non tissés
- offrent la résistance du tissu et le pouvoir absorbant du papier, ils absorbent jusqu'à 6 fois leur poids en moins de 2 secondes (eau, huiles, solvants, etc.)
- ne peluchent pas, ne rayent pas et ne décolorent pas
- extrêmement solides et résistants
- inertes aux acides, bases et solvants
- utilisables à sec ou humide
- **taux d'absorption jusqu'à 470 %**
- poids : 78 g/m² - épaisseur : 39 µm
- **conformes HACCP**
- dimensions : 350 x 330 mm
- livrés en sachet de 100 formats à plat

référence Prix HT

AC1200 Essuyeurs bleus crêpés non tissés, 35 x 33 cm, le sachet de 100 formats

Essuyeurs salles blanches MicroPure 100®

- fabriqués selon une technique exclusive Dupont de Nemours
- réduisent la contamination
- certifiés classe 100




- **essuyeurs non tissés, spéciaux salles blanches** : ne peluchent pas, ne rayent pas, ne décolorent pas, contamination réduite au maximum
- **taux d'absorption jusqu'à 470 %**
- très résistants à l'abrasion
- poids : 78 g/m² - épaisseur : 39 µm
- dimensions : 224 x 224 mm
- **nombreuses applications** : nettoyage des sols, murs, vitres, surfaces peintes et vernies, entretien des surfaces de travail et des équipements électroniques et optiques
- en sachet de 300 formats à plat, protégés par un double emballage, avec ouverture pour distribution facile

référence Prix HT

AC1225 Essuyeurs salles blanches MicroPure 100, le sachet de 300 formats 224 x 224 mm

Essuyeurs robustes polypropylène non tissés

- non-tissé d'atelier
- très épais, absorbant et anti-choc



- essuyeurs robustes bleus non tissés en polypropylène
- résistance du tissu et pouvoir absorbant du papier, absorbent jusqu'à 6 fois leur poids en moins de 2 secondes (eau, huiles, solvants, etc.)
- ne peluchent pas, ne rayent pas et ne décolorent pas
- extrêmement solides et résistants
- inertes aux acides, bases et solvants
- utilisables à sec ou humide
- taux d'absorption : 6 x son poids
- poids : 75 g/m² - épaisseur : 75 µm
- **entièrement en polypropylène** : usage long, absence de corps étranger,
- dimensions : 320 x 380 mm



référence Prix HT

AC1250 Essuyeurs robustes bleus le rouleau de 500 formats prédécoupés de 32 x 38 cm

AC1300 Essuyeurs robustes bleus, le carton de 10 sachets de 50 formats de 32 x 38 cm