

Gaze d'essuyage

- pour la décontamination à froid des instruments, paillasses et mobilier



- essuyeurs non tissés en polypropylène doux et très peu absorbant
- gaze utilisée pour la décontamination à froid du matériel chirurgical, des paillasses et du mobilier
- ne peluchent pas, ne rayent pas
- souple et doux
- inertes aux acides, bases et solvants
- utilisables à sec
- poids : 20 g/m² - épaisseur : 21 µm
- **entièrement en polypropylène** : usage long, absence de corps étranger
- dimensions : 360 x 430 mm



référence Prix HT

AC1400 Gaze non tissé en polypropylène, formats 36 x 43 cm, livrés en vrac, le paquet de 2,5 kg

Essuyeurs pour surfaces en verre

- essuyeurs rugueux à forte absorption
- effet racloir
- particulièrement adapté pour l'entretien des surfaces vitrées et des paillasses en verre émaillée



- association de fibres de cellulose très absorbantes avec une fine couche de latex : grande douceur, très forte absorption et effet racloir
- ne peluchent pas, ne rayent pas, toucher proche celui du textile
- absorption : 7 fois son poids
- très résistant, très absorbant
- inertes aux acides, bases et solvants
- utilisables à sec ou humide
- poids : 85 g/m² - épaisseur : 60 µm
- dimensions : 340 x 350 mm
- formats ou rouleau à dévidage central



référence Prix HT

AC1500 Essuyeurs cellulose-latex non tissés, le carton de 20 sachets de 25 formats de 34 x 35 cm

AC1550 Essuyeurs cellulose-latex non tissés, le rouleau de 300 formats prédécoupés de 30 x 35 cm

Essuyeurs économiques

- essuyeur universel économique



- essuyeur non tissé 100% fibres cellulose gaufré
- carrés d'essuyage pour l'entretien des surfaces délicates
- absorbant et résistant
- stérilisable, biodégradable
- **agréé contact alimentaire**
- ne peluchent pas, ne rayent pas
- absorption : 9 fois son poids
- inertes aux acides, bases et solvants
- utilisables à sec ou humide
- poids : 60 g/m²
- dimensions : 300 x 380 mm en format ou 300 x 350 mm en rouleau



référence Prix HT

AC1600 Essuyeurs économique, le carton de 15 sachets de 50 formats de 30 x 38 cm

AC1650 Essuyeurs cellulose-latex non tissés, le rouleau de 250 formats prédécoupés de 30 x 35 cm