

Essuyeurs non tissés en ouate armée



essuyeur gaufré
très absorbant

- essuyeur en ouate gaufré : ouate de cellulose 4 épaisseurs renforcées par une grille de polyester
- pour essuyage nécessitant un produit absorbant et résistant
- stérilisable (température combustion +204°C)
- ne peluchent pas, ne rayent pas
- absorption : 5 fois son poids
- très doux et absorbant
- très bonne résistance humide
- poids : 80 g/m² - épaisseur : 1,2 mm (4 plis)
- dimensions : 330 x 380 mm

référence

Prix HT

AC1700 Essuyeurs ouate armée non tissés, le carton de 10 sachets de 50 formats de 33 x 38 cm

Papier Joseph

papier très absorbant
ne peluche pas

- essuyage verrerie, ampoule, tubes à essais, etc.
- ne peluchent pas, ne rayent pas et ne décolorent pas
- bouchage de flacon
- papier blanc très absorbant : 25 g/m²



référence

Prix HT

LMR240 Papier Joseph 15 x 15 cm, le sachet de 200 formats

LMR260 Papier Joseph 35 x 50 cm, le sachet de 500 formats

Papiers filtres ABSORBANTS



- pour filtration, essuyage, etc.
- **velin blanc** 60 g/m², rétention moyenne et filtration rapide
- **velin gris** 65 g/m², bonne rétention et filtration moyenne
- une imprégnation préalable avec un désinfectant est efficace dans les laboratoires de microbiologie

référence

Prix HT

formats à plat, 520 x 420 mm


LMR204 Papier filtre en velin blanc, la boîte de 500 formats

LMR214 Papier filtre en velin gris, la boîte de 500 formats

Lavettes de laboratoire

pour le nettoyage et le lavage de surfaces, de matériels, etc.

- **nombreuses applications en milieu hospitalier**, en laboratoires agro-alimentaires, pharmaceutiques, chimiques, etc.
- excellente tenue aux solvants et aux solutions chlorées, absorbent parfaitement l'eau, les huiles, les graisses, etc.
- **lavettes non tissées** : ne peluchent pas et ne rayent pas
- possibilité d'essuyage à sec ou humide
- **taux d'absorption jusqu'à 850 %**
- poids : 80 g/m² - épaisseur : 3,4 mm
- **lavettes stérilisables** (131°C - 30 min) et **lavables**, supportent jusqu'à 15 lavages sans aucune altération
- **conformes aux normes HACCP**
- **5 coloris** : bleu, rouge, jaune, vert, blanc
- dimensions : 500 x 350 mm
- livrées en sachet de 25 lavettes



référence

couleur

Prix HT

le sachet de
25 lavettes

AC1111 blanc

AC1112 bleu

AC1113 vert

AC1114 jaune

AC1115 rouge