

Papiers sèche-lame



- idéal pour l'absorption des liquides superflus et le séchage des lames porte-objet lors des préparations microscopiques
- sans aucune fibre
- dimensions (Lxl) : 100 x 37 mm
- livré en paquet de 50 feuilles

LMRSL Papiers sèche-lame, le paquet de 50 feuilles

Essuyeurs de précision ultra-doux

pour les essuyages délicats :
lames et pipettes,
petite verrerie,
équipements optiques,
électroniques, etc.



- **essuyeurs non tissés blancs 100 % viscose**, résistants à sec et à l'état humide
- ne peluchent pas, ne rayent pas, 100% biodégradables
- inertes aux acides, bases et solvants
- **excellent taux d'absorption jusqu'à 960%**, soit 24 fois son poids en moins de 8 secondes, équivalent à 1120 ml/m²
- poids : 45 g/m²
- **conformes aux normes HACCP**
- dimensions : 600 x 360 mm
- en boîte distributrice de 50 formats

AC1095 Essuyeurs de précision, la boîte distributrice de 50 formats, 600 x 360 mm

Papier d'essuyage optique

pour le nettoyage des éléments d'optique, des instruments de précision et de la verrerie etc.



- fabriqué à base de fibres 100% chanvre de Manille
- papier extrêmement fin (12 g/m²)
- **ne peluche pas**

LMRE1 Papiers d'essuyage, 135 x 95 mm, les 25

LMRE2 Papiers d'essuyage, 100 x 150 mm, les 100

LMRE3 Papiers d'essuyage, 135 x 170 mm, les 500

Draps d'examen

résistants à l'eau et aux solvants



- draps d'examen, lisses ou gaufrés, 100% pure ouate de cellulose blanche
- **draps d'examen lisses** : rouleau de 150 formats 500 x 350 mm, 2 plis, 2 x 18 g/m², carton de 6 rouleaux
- **draps d'examen gaufrés** : rouleau de 130 formats 500 x 350 mm, 2 plis, 2 x 19 g/m², carton de 12 rouleaux

AC1010 Draps d'examen lisses, en rouleau de 150 formats, les 6 rouleaux

AC1015 Draps d'examen gaufrés, en rouleau de 130 formats, les 12 rouleaux