


Revêtement absorbant et protecteur de surface

taux d'absorption très élevé : 650 ml/m²

- papier blanc très absorbant 125 g/m², enduit sur une face d'un film de polyéthylène
- absorption immédiate des projections liquides avec un fort pouvoir d'absorption de 650 ml/m²
- protection des surfaces de travail, amortissement des chocs pour la verrerie, la porcelaine, etc.
- préservation des paillasses, des meubles, etc.
- épaisseur : 2 mm



en rouleaux de 50 mètres

FL2046 Largeur 46 cm, longueur 50 m, le rouleau **!FL2046**
FL2060 Largeur 60 cm, longueur 50 m, le rouleau **!FL2060**
FL2092 Largeur 92 cm, longueur 50 m, le rouleau **!FL2092**

en formats rectangulaires

FL2042 Format 52 x 42 cm, les 100 feuilles **!FL2042**
FL2051 Format 46 x 57 cm, les 100 feuilles **!FL2051**
FL2050 Format 60 x 50 cm, les 100 feuilles **!FL2050**

LABMAT®

un revêtement différent




revêtement souple recouvert d'un film plastique antidérapant

Le revêtement LABMAT® simplifie le nettoyage des surfaces de travail et augmente la sécurité. Il protège efficacement en cas de renversements de produits chimiques, de colorants et autres réactifs salissants ou dangereux. LABMAT® est un revêtement souple en matière plastique très absorbante. Le dos du revêtement est recouvert d'un film plastique antidérapant. LABMAT® est disponible en rouleaux ou en formats rectangulaires.

LABMATR Rouleau, largeur 508 mm, long. 15 mètres **!LABMATR**

LABMATF Formats rectangulaires 610 mm x 508 mm, le carton de 100 formats **!LABMATF**
échantillon gratuit sur demande

Feuilles et tapis adhérent en silicone



- feuille de silicone, dim. 50 x 50 cm : idéale pour protéger les surfaces de travail, surface adhérente, résiste jusqu'à +260°C

- tapis adhérent en silicone, dimensions 25 x 25 x 0,4 cm, surface adhérente et **anti-dérapante** : idéal pour poser sur un plateau d'agitateur secoueur afin d'éviter que les flacons posés dessus ne glissent

Feuilles de silicone

AX3501 Feuille de silicone 50 x 50 cm épaisseur 1 mm
AX3502 Feuille de silicone 50 x 50 cm épaisseur 2 mm
AX3504 Feuille de silicone 50 x 50 cm épaisseur 4 mm

Tapis anti-dérapant en silicone

AX3505 Tapis en silicone rouge anti-dérapant 25 x 25 x 0,4 cm