

# BenchGuard® revêtement absorbant

protection idéale des surfaces de travail  
très haut pouvoir d'absorption jusqu'à 800 ml/m<sup>2</sup>



- protection idéale et indispensable des paillasse contre les risques permanents des produits chimiques dangereux, corrosifs, etc.
- protection indispensable contre les risques biologiques
- absorption immédiate des projections liquides avec un fort pouvoir d'absorption de 400 ml/m<sup>2</sup> ou 800 ml/m<sup>2</sup>
- ce revêtement est constitué d'une face absorbante et d'une face imperméabilisée placée contre la surface de travail

### Benchguard standard, absorption 400 ml/m<sup>2</sup>

**BG60** Benchguard 400 ml/m<sup>2</sup> en formats de 60 x 49 cm, le paquet de 50 formats **!BG60**  
**BG50** Benchguard 400 ml/m<sup>2</sup> en rouleau de 49 cm x 50 m **!BG50**  
**BG92S** Benchguard 400 ml/m<sup>2</sup> en rouleau de 92 cm x 50 m **!BG92S**

### Benchguard super-absorbant, absorption 800 ml/m<sup>2</sup>

**BG50E** Benchguard 800 ml/m<sup>2</sup> en rouleau de 49 cm x 50 m **!BG50E**  
**BG60E** Benchguard 800 ml/m<sup>2</sup> en formats de 60 x 49 cm, le paquet de 50 formats **!BG60E**

# Benchkote® revêtement absorbant et protecteur de surface

- revêtement ultra-absorbant
- en rouleaux ou feuilles

### Benchkote®

- papier blanc absorbant enduit sur une face d'un film de polyéthylène : haute résistance même à l'état humide
- incinération facile après utilisation (teneur en cendre < 0,1 %)
- absorption immédiate des projections liquides
- protection des surfaces de travail, amortissement des chocs pour la verrerie, la porcelaine, etc.
- préservation des paillasse, des meubles, etc.


### Benchkote plus®

- papier blanc super-absorbant jusqu'à 750 ml d'eau par m<sup>2</sup>
- papier plus épais que le Benchkote® classique
- amélioration de la protection lors de l'utilisation de contenant en verre

### Applications

- protection paillasse contre le renversement de liquides dangereux (toxiques ou radioactifs)
- récupération matières couteuses (terres, métaux précieux etc.)

- le papier absorbant peut être imprégné de désinfectant : protection des paillasse lors des cultures de bactéries pathogènes
- revêtement intérieur des cages d'animaux



### Benchkote®

**BENCH01** Boîte de 50 feuilles 46 x 57 cm  
**BENCH02** Bloc de 50 feuilles 46 x 57 cm  
**BENCH03** Rouleau de 50 m, largeur : 46 cm  
**BENCH04** Rouleau de 50 m, largeur : 92 cm

### Benchkote plus®

**BENCH10** Boîte de 50 feuilles 46 x 57 cm  
**BENCH11** Rouleau de 50 m, largeur : 60 cm